

## Serie DIGITLINE

### Modello: DL-50V



#### Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	<b>40X</b>
Obiettivi:	<b>Acromatici</b>
Testata:	<b>LCD monitor</b>
Illuminazione:	<b>LED</b>
Sistema Ottico:	<b>UNI 160mm</b>

#### Caratteristiche Tecniche

- Testata dotata di monitor LCD 3.5".
- Risoluzione 320x240 pixels.
- Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65.
- Revolver portaobiettivi a 3 posizioni a scatto (click-stop).
- Tavolo portapreparati equipaggiato con pinzette ferma vetrino. Dimensioni: 90x90mm
- Condensatore a disco a 6 posizioni (Blu- Verde- Rosso- 1mm- 3mm- 6mm).
- Messa a fuoco con sistema macrometrico con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Perno regolabile di fine corsa dell'altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta preparati.
- Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto.
- LED ILLUMINATION SYSTEM Regolabile in intensità luminosa. Illuminazione riflessa con illuminatore ausiliario a LED con braccio flessibile. Dotato di Alimentatore.
- 3 tipi di illuminazione: Trasmessa- Riflessa- Trasmessa e Riflessa.
- USB 2.0
- Software e Driver
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Valigetta in plastica, set 7 vetrini preparati.
- Copertina antipolvere.