


Microscopio portatile:

DL-5M



HANDY DIGITAL MICROMICROSCOPE

www.ormascientific.com



Handy Microscope

Microscopio portatile per catturare le immagini in modo pratico, economico e veloce.

Risoluzione immagini 5 Megapixel.

Grazie alla sua praticità può essere utilizzato per scattare delle diapositive immediate, da poter archiviare e utilizzare in seguito come report.



Modello	DL-5M
Sensore	5 MEGA PIXEL CMOS
Risoluzione	5M= 2560x1920 3M=2048x1536 1.3= 1280x960 VGA= 640x640
Memoria esterna	MINI SD CARD
Formato file	JPEG IMAGE FORMAT AVI VIDEO FORMAT
LCD	2.7" color TFT LCD screen
Focus	Manuale da 0.5mm-50mm
Shutter speed	1/2 to 1/2000 secondi
Ingrandimento	10X – 544X
Uscita	USB 2.0
Illuminazione	Ausiliaria 4x LED HIGH BRIGHTNESS
Compatibile	Windows XP SP3 / Vista / Win 7 / Mac 10.4
Dimensioni e peso	118x63x31h 110 g
Alimentazione	4x AAA Battery
Campo di utilizzo	



Display LCD 2.7"



Compact microscope

