

# Illuminatore a LED

## Modello: **TL-113L**



---

### Caratteristiche Tecniche

---

- Illuminatore anulare a LED.
- N° 48 LED con illuminazione regolabile mediante reostato.
- Diametro max di utilizzo  $\varnothing$ 60mm.
- Dimensioni: 120x90x28h mm.
- Peso strumento: 0.5Kg
- Alimentazione 24V DC 250 mA.
- Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C .



Illuminatore conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).