

# Serie STEREOSTUDY

## Modello: OXTC-4



### Specifiche tecniche:

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ingrandimenti: | <b>10X / 40x incr.</b>    |
| Oculare:       | <b>WF10x/20mm</b>         |
| Obiettivi:     | <b>ZOOM Da 1x....a 4x</b> |
| Testata:       | <b>Binoculare</b>         |
| Illuminazione: | <b>Alogena</b>            |

### Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 1x/4x (incrementabili)
- Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (51-75mm) e differenza diottrica (±5mm).
- Oculari WF10/20mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Illuminazione riflessa/trasmessa dotate di lampade alogene 12V10W regolabili in intensità luminosa. L'illuminatore per luce riflessa è orientabile. (gli illuminatori sono dotati di filtro BLU).
- Stativo completamente realizzato in alluminio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).