

Serie STEREOLINE

Modello: **OXTL-101B**



Specifiche tecniche:

| | |
|----------------|--------------------------|
| Ingrandimenti: | 0.7X / 4.5x incr. |
| Oculari: | WF10x/21mm |
| Obiettivo: | Zoom |
| Testata: | Binoculare |
| Illuminazione: | Alogena |

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 7x/45x (incrementabili)
- Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (± 5 mm).
- Oculari WF10/21mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90mm.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa dotate di lampade alogene 12V15W con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in alluminio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Fermo corsa.
- Altezza della colonna 280mm.
- Peso: 5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

