

# Serie STEREO LINE

## Modello: OXTL-101T USB



### Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	<b>0.7X / 4.5x incr.</b>
Oculari:	<b>WF10x/21mm</b>
Obiettivo:	<b>Zoom</b>
Testata:	<b>Trinoculare</b>
Illuminazione:	<b>Alogena</b>
USB camera:	<b>1.3 Megapixel</b>

### Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 7x/45x (incrementabili)
- Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (±5mm).
- Telecamera con sensore CMOS high resolution 1.3 Mp, uscita USB 2.0.
- CD-ROM (Driver-Software)- Windows 2000/XP/ 7.
- Software image processing. (Cattura immagini-Misurazioni-Ecc...)
- Oculari WF10/21mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90mm.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa dotate di lampade alogene 12V15W con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in alluminio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Fermo corsa.
- Altezza della colonna 280mm.
- Peso: 5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).