

Pipettatori

# Serie Rota-Filler



**Rota-Filler 5000**



**Rota-Filler 3000**



**RF1000**



**Heathrow Scientific<sup>®</sup> LLC**



Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni

### Rota-Filler 5000

- Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
- Eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto ed ergonomico
- Il display LCD mostra chiaramente il livello di carica delle batterie, la velocità selezionata o la modalità "per gravità"
- Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni, per il massimo controllo delle operazioni
- Posizione verticale standard per il "classico" uso sul banco, posizioni con ampie angolazioni per l'uso in spazi ristretti, come cabine o cappe di aspirazione
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l'alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio



Posizione verticale standard per normali utilizzi da banco

### Dati tecnici

<b>Range pipette utilizzabili</b>	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
<b>Modo operativo e velocità</b>	Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, anche uso "per gravità"
<b>Pacco Batterie</b>	NiMH 3,6V ricaricabili
<b>Alimentazione elettrica</b>	AC100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
<b>Materiale costruttivi</b>	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
<b>Filtro</b>	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
<b>Dimensioni</b>	160 x 40 x 150 mm
<b>Codice</b>	
<b>15100003</b>	Pipettatore Rota-Filler 5000 kit completo
<b>15100103</b>	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi



Posizione con ampia angolazione per uso in spazi limitati



Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete



Stativo da banco che consente la ricarica delle batterie



Display LCD di chiara lettura



## Rota-Filler 3000

- Pipettatore brevettato con imboccatura ad angolazione variabile su tre posizioni per il massimo comfort
- Profilo dell'impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza "cram pi" alla mano
- Tre velocità selezionabili: alta, bassa e per gravità Rota-Filler 3000: un potente motore in un leggero e confortevole strumento. Il massimo del comfort
- Caratteristiche quali l'impugnatura zigrinata, il design "neutro" sia per utenti destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo nelle mani dell'utilizzatore per molte ore
- La velocità è facilmente selezionabile. Sono disponibili due modi operativi: a soffio "Blow-out", con potenza "alta" e "bassa" oppure per gravità, senza utilizzare il motore
- Leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml con un eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto e ergonomico
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l'alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio



### Posizione 1 - 0°

Posizione verticale standard per normali utilizzi da banco



### Posizione 2 - 7,5°

Angolazione intermedia per lavori su banchi con molte bottiglie e recipienti



### Posizione 3 - 15°

Posizione con ampia angolazione per uso in spazi limitati come cappe o cabine sterili



Stativo da banco che consente la ricarica delle batterie



Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete

### Dati tecnici

<b>Range pipette utilizzabili</b>	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
<b>Modo operativo e velocità</b>	Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, possibile uso "per gravità"
<b>Pacco Batterie</b>	NiMH 3,6V ricaricabili
<b>Alimentazione elettrica</b>	AC 100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
<b>Materiale costruttivi</b>	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
<b>Filtro</b>	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
<b>Dimensioni</b>	170 x 47 x 143 mm
<b>Codice</b>	
<b>15100013</b>	Pipettatore Rota-Filler 3000 kit completo
<b>15100103</b>	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

# RF1000™



## Rota-Filler 1000

- Pipettatore manuale molto leggero per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
- Controllo totale con una mano sola.
- Premendo l'impugnatura si mette in pressione il pipettatore, azionando verso l'alto o verso il basso un pulsante si provvede all'aspirazione o espulsione del liquido per caduta
- Un secondo pulsante permette lo svuotamento totale della pipetta
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapiquette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include anche un porta strumento da parete.



Modo d'uso



Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete

### Dati tecnici

<b>Range pipette utilizzabili</b>	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
<b>Materiale costruttivi</b>	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapiquette in silicone
<b>Filtro</b>	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
<b>Dimensioni</b>	180 x 45 x 120 mm
<b>Codice</b>	
<b>15100023</b>	Pipettatore Rota-Filler RF1000 kit completo
<b>15100103</b>	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

GARANTITO DA:

**GIORGIO BORMAC**  
S.r.l.

PRODUTTORE  
CERTIFICATO



DISTRIBUITO da:

