

Stampanti per bilance: **TLP50**



Stampante collegabile a tutte le bilance con uscita dati RS232.
Fornita con cavi di collegamento e software per impostazione data/ora.
Metodo di stampa con ora e data, possibilità di stampare su etichette adesive o carta termica.

Caratteristiche tecniche:

- Stampa con barcode (CODE 39, UPC-A, JAN (EAN)13)
- Stampa con ORA e DATA
- Velocità di stampa 25mm/sec
- Possibilità di stampa con carta continua o con etichette adesive
- Interfaccia seriale RS232
- Foglio di stampa 48mm
- Alimentazione DC12V (in dotazione)
- Cavo RS232 (in dotazione)

Stampanti per bilance: **DPP250**



Stampante termica con uscita dati RS232 o bluetooth (opzionale).
Fornita con cavi di collegamento. Batteria interna ricaricabile. Ideale per le bilance con GLP.

Caratteristiche tecniche:

- Stampa a trasferimento termico.
- Larghezza stampa: 48mm (384 punti/linea)
- Velocità: fino a 50mm/sec
- Interfaccia seriale RS232C o Bluetooth.
- Batteria ricaricabile (ioni di litio, 7.4V, 1150mAh)
- Tempo di ricarica: 2 ore. Uscita 12V 2.5°
- Alimentatore incluso
- Cavo incluso
- Peso: 280g
- Dimensioni: 66x105x57h