

Serie TOP-Z

Modello: ZB-80



Specifiche tecniche:

| | |
|----------------|------------------------|
| Ingrandimenti: | 0.8X / 8x incr. |
| Oculari: | WF 10x/22mm |
| Obiettivo: | Zoom |
| Testata: | Binoculare |
| Illuminazione: | LED |

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 8x/80x. Comando a scatto in corrispondenza degli ingrandimenti.
- Testata binoculare inclinata a 20°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm). Possibile uscita per applicazioni foto/video con accessorio T-mode (non in dotazione).
- Oculari EW 10/22mm con paraocchi e regolazione diottrica su entrambi gli oculari (± 5 mm).
- Messa a fuoco macrometrica/micrometrica a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 78mm.
- Focus range 105mm.
- Zoom ratio 1/1:10.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in alluminio, possibilità di spostare il sistema di messa a fuoco in più posizione per ottimizzare l'altezza.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Altezza della colonna 300mm.
- Peso: 6.5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

