

Bilance di precisione serie: **QT**



www.ormascientific.com

Ideale per scuole

Serie di bilance elettroniche affidabili, con semplici caratteristiche tecniche di facile uso, adatte per la didattica e i piccoli laboratori.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Riproducibilità	Dim. del piatto
QT 220	220 g	0,001 g	± 0,001 g	0,002 g	Ø 80 mm (a)
QT 200	200 g	0,01 g	± 0,01 g	0,02 g	Ø 125 mm (b)
QT 2000	2200 g	0,01 g	± 0,01 g	0,02 g	Ø 128 mm (c)

Caratteristiche tecniche:

- Display LCD con retroilluminazione.
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, dwt.
- Calibrazione esterna.
- Peso di calibrazione esterno fornito in dotazione.
- Tara automatica sull'intera portata.
- Conta pezzi.
- Copertina di protezione anti-graffio
- Vetrinetta anti-vento (escluso **QT2000**)
- Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione)
- Uscita dati
- Alimentatore di Serie AC 9 V 500 mA.
- 8 batterie AA (*non incluse*).
- Temperatura di esercizio +5 - 35 °C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Peso Netto 3 kg.
- Dimensioni della bilancia (mm) 245x190x240 h (QT2000: 100h)

Piatto (mm):



a



b



c

Accessori:

A2-1100	Alimentatore 9/500 mA (attacco a L) (<i>di ricambio</i>).
A2-1105	8 batterie ricaricabili AA