

Bilance industriali serie: **TKW**



**Check weighing
scales**

www.ormascientific.com


Bilancia elettronica semi-industriale e da laboratorio, strumento solido con piatto di pesata in acciaio inox di grandi dimensioni. Con funzioni contapezzi, impostazione dei limiti e predisposizione alla pesata inferiore.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Dim. del piatto
TKW 6	6 Kg	0,1 g	± 0,1 g	225X300 mm
TKW 15 S	15 Kg	0,1 g	± 0,1 g	225X300 mm
TKW 15	15 Kg	0,2 g	± 0,2 g	225X300 mm
TKW 30	30 Kg	0,5 g	± 0,5 g	225X300 mm

Caratteristiche tecniche:

- Display LCD con retroilluminazione.
- Bilancia di precisione a cella di carico.
- Calibrazione esterna.
- Tara automatica sull'intera portata.
- Funzione contapezzi.
- Interfaccia RS 232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche.
- Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione)
- Alimentatore di Serie AC 12V/500mA.
- Batteria interna ricaricabile 6V 4AH.
- Temperatura di esercizio 0 - 40 °C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Peso Netto 5,1 kg.

Dimensioni (mm):



Accessori:

A1-0050	Alimentatore 12V/500mA (attacco a L) <i>(di ricambio)</i>
A1-0055	Batteria 6V 4AH <i>(di ricambio)</i> .
A1-0025	Convertitore RS232/USB completo di cavo USB.
A1-0030	Cavo di collegamento RS232 9 poli M/M.
A2-0900	Copertura di protezione in plastica