

Bilance didattiche serie: **MINI**



**Ideale per uso  
didattico**

**Bilancia elettronica con buone prestazioni, piccola, compatta e molto maneggevole, facili da utilizzare. Prezzo estremamente contenuto. Ideale per le scuole.**

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Dim. del piatto
<b>MINI 500</b>	1000 g	0,1 g	± 0,1 g	155X155 mm
<b>MINI 2000</b>	3000 g	0,1 g	± 0,1 g	155X155 mm
<b>MINI 5000</b>	5000 g	0,5 g	± 0,5 g	155X155 mm

### Caratteristiche tecniche:

- Display LCD 15mm con retroilluminazione.
- Calibrazione esterna.
- Conta pezzi
- Indicatore di stabilità.
- Indicatore di zero.
- Tara automatica.
- Unità di misura selezionabile g,Kg,oz,lb.
- Indicatore batterie.
- Alimentatore di Serie AC 6V/250mA.
- Funzionamento a 4 batterie AA (non incluse)
- Temperatura di esercizio 0 - 40 °C.
- Peso Netto 650 g.
- Dimensioni: 180x230x50h



### Accessori:

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>A2-1000</b> | Alimentatore 6V/250 mA (di ricambio). |
| <b>A2-1005</b> | 4 batterie ricaricabili AA.           |