

# Bilance a due piatti serie: **351**



Modello	Portata	Sensibilità
<b>35160</b>	60 g	20 mg
<b>351100</b>	100 g	20 mg
<b>351200</b>	200 g	50 mg
<b>351500</b>	500 g	100 mg
<b>3511000</b>	1000 g	100 mg
<b>3512000</b>	2000 g	300 mg

## Caratteristiche tecniche:

- Struttura in legno.
- Bilancia meccanica a due piatti ideali per la didattica
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Lettura su oscillazione.
- Made in Italy

la bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)



PRODOTTO MADE in ITALY