

Bilancia didattica: **DIDATTICA5**

Bilancia didattica, cassa legno chiaro, piatti tondi ottone lucido, piano marmo di Carrara, parti metalliche brunate.

Completa di serie pesi 10 pezzi :

1 da 1 kg, 1 da 500 g, 1 da 200 g, 2 da 100 g, 1 da 50 g, 1 da 20 g, 2 da 10 g, 1 da 5 g.

Bollata ufficio metrico.



Modello	Portata	Sensibilità	Dimensione dei piatti
DIDATTICA5	5 Kg	5 g	Ø190

Caratteristiche tecniche:

- Piano in marmo.
- Piatti in ottone lucido.
- Cassetta in legno lucido.
- Lettura su oscillazione.
- Completa di serie di 31 pesi.

(1 da 1 kg, 1 da 500 g, 1 da 200 g, 2 da 100 g, 1 da 50 g, 1 da 20 g, 2 da 10 g, 1 da 5 g.).

Bilancia a due piatti

www.ormascientific.com