



**STORAGE BOTTLES, WIDE NECK**  
**BOTTIGLIONI A COLLO LARGO**

In high density polyethylene. Ideal for liquids or powders. Provided with inner cap for a perfect leak proof. Equipped by a strong handle for the transportation. Suitable for foodstuff.

*In polietilene alta densità. Ideali per liquidi o polveri. Provvisti di sottotappo per una perfetta tenuta. Forniti con una robusta maniglia per il trasporto. Idonei al contatto alimentare.*



Art.	VOL. LT	Ø MOUTH/BOCCA MM	Ø BOTT. MM	H. MM
<b>11001</b>	5	94	170	340
<b>11002</b>	10	108	210	415



**STORAGE BOTTLES, NARROW NECK**  
**BOTTIGLIONI A COLLO STRETTO**

In high density polyethylene. Ideal for liquids or powders. Seal screw cap with o-ring for a perfect leakproof. Equipped with a strong handle for the transportation. Suitable for foodstuff.

*In polietilene alta densità. Ideali per liquidi o polveri. Tappo a vite dotato di guarnizione per una perfetta tenuta. Provvisti di una robusta maniglia per il trasporto. Idonei al contatto alimentare.*

Art.	VOL. LT	Ø MOUTH/BOCCA MM	Ø BOTT. MM	H. MM
<b>11021</b>	5	62.5	170	345
<b>11022</b>	10	62.5	210	425
<b>11025</b>	25	95.5	280	565
<b>11026</b>	50	95.5	350	700

**STORAGE BOTTLES WITH TAP**  
**BOTTIGLIONI CON RUBINETTO**

In high density polyethylene. Ideal for liquids or powders. Seal screw cap with o-ring for a perfect leakproof. Equipped with a strong handle for the transportation. Suitable for foodstuff. Screw tap with 3/4" edged attack.

*In polietilene alta densità. Ideali per liquidi o polveri. Tappo a vite dotato di guarnizione per una perfetta tenuta. Provvisti di una robusta maniglia per il trasporto. Idonei al contatto alimentare. Rubinetto con attacco filettato di 3/4".*

Art.	VOL. LT	Ø MOUTH/BOCCA MM	Ø BOTT. MM	H. MM
<b>11041</b>	5	62.5	170	345
<b>11042</b>	10	62.5	210	425
<b>11045</b>	25	95.5	280	565
<b>11046</b>	50	95.5	350	700



**TAP FOR STORAGE BOTTLES**  
**RUBINETTO PER BOTTIGLIONI**

In polypropylene. English type with 3/4" BSP thread.

*In polipropilene. Tipo inglese con attacco 3/4".*

Art.	<b>11051</b>
------	--------------

## STACKABLE TANKS TANICHE IMPILABILI

In high density polyethylene. Provided with handle for easy transport and cap with safety device, according to DIN provisions. The three biggest volumes (5, 10, 20 litres) are provided with inner cap and are conform to O.N.U. homologation for the transport of hazardous liquid substances. Suitable for foodstuff.

*In polietilene alta densità. Dotate di una pratica maniglia per il trasporto e di tappo con chiusura di sicurezza secondo le raccomandazioni DIN. I tre volumi maggiori (5, 10, 20 lt) sono provvisti di sottotappo e sono conformi all'omologazione O.N.U. per il trasporto di sostanze liquide pericolose. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. LT	DIM. MM
11061	2	155 x 115 x 175
11062	5	163 x 187 x 236
11063	10	187 x 227 x 320
11064	20	236 x 288 x 390



## TANKS WITH TAP TANICHE CON RUBINETTO

In high density polyethylene. Studied to optimize laboratory space, they are provided with handle for easy transport. Suitable for foodstuff.

*In polietilene alta densità. Studiate per la razionalizzazione dello spazio in laboratorio, sono dotate di pratica maniglia per il trasporto. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. LT	DIM. MM
11071	10	250 x 150 x 360
11072	20	320 x 180 x 450

## BOTTLES CARRIERS CESTELLI PORTABOTTIGLIE

In high density polyethylene. Suitable to transport 6 bottles with diameter up to 95 mm and 4 bottles with diameter up to 120 mm. Stackable.

*In polietilene alta densità. Adatti al trasporto di n. 6 bottiglie con diametro fino a 95 mm e di n. 4 bottiglie con diametro fino a 120 mm. Sono impilabili.*

Art.	PLACES/POSTI	DIM. MM	COLOUR/COLORE
11080	6	300 x 200 x 320	Red/Rosso
11085	4	300 x 270 x 310	Yellow/Giallo





### CYLINDRICAL BOTTLES, NARROW NECK BOTTIGLIE CILINDRICHE COLLO STRETTO

In polyethylene, graduated, with inner cap.  
Particularly useful for the storage of both acids and alkalis. Provided with tagging or sealing hole.  
Suitable for foodstuff.

*In polietilene, graduate, con sottotappo.  
Particolarmente utili per lo stoccaggio sia di acidi che di alcali. Sono provviste di foro sulla spalla per facilitare l'applicazione di sigilli o talloncini.  
Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	Ø BOTT. MM	H. MM
11091	50	18.5	39	70
11092	125	18.5	46	107
11093	250	23	60	131
11094	500	23	74	157
11095	1000	33	94	205
11096	2000	33	112	266

### CYLINDRICAL BOTTLES, NARROW NECK - DARK GREY BOTTIGLIE CILINDRICHE COLLO STRETTO GRIGIO SCURO

In polyethylene, graduated, with inner cap.  
Particularly suitable for the storage of liquids or other light sensitive materials.  
Suitable for foodstuff.

*In polietilene, graduate, con sottotappo.  
Particolarmente adatte alla conservazione di liquidi o altri materiali sensibili alla luce.  
Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	Ø BOTT. MM	H. MM
11101	50	18.5	39	70
11102	125	18.5	46	107
11103	250	23	60	131
11104	500	23	74	157
11105	1000	33	94	205
11106	2000	33	112	266



### CYLINDRICAL BOTTLES, WIDE NECK BOTTIGLIE CILINDRICHE COLLO LARGO

In polyethylene, graduated, with inner cap. The wide neck facilitates operations of filling and emptying the bottles. Provided with tagging or sealing hole.  
Suitable for foodstuff.

*In polietilene, graduate, con sottotappo. Il collo largo facilita le operazioni di riempimento e svuotamento delle bottiglie. Sono provviste di foro sulla spalla per facilitare l'applicazione di sigilli o talloncini.  
Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	Ø BOTT. MM	H. MM
11121	50	24	40	77
11122	100	24	48	89
11123	250	34.5	61	126
11124	500	34.5	75	158
11125	1000	45	93	200
11126	2000	45	115	247



## GRADUATED NARROW NECK BOTTLES BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO STRETTO NORMALIZZATO

In polypropylene, autoclavable. Provided with tagging or sealing hole. Neck and thread in accordance with DIN 13316 and 168 norms. Suitable for foodstuff.

*In polipropilene, autoclavabili. Sono provviste di foro sulla spalla per l'applicazione di sigilli o talloncini. Collo e filetto conformi alle norme DIN 13316 e 168. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	DIM. MM	DIN STD
11131	50	13	Ø 38 x 92	GL 18
11132	100	13	Ø 48 x 108	GL 18
11133	250	19	Ø 60 x 150	GL 25
11134	500	19	Ø 75 x 182	GL 25
11135	1000	23	Ø 95 x 224	GL 32



## GRADUATED WIDE NECK BOTTLES, IN PE BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO LARGO NORMALIZZATO, IN PE

In polyethylene. Provided with tagging or sealing hole. Neck and thread in accordance with DIN 13316 and 168 norms. Suitable for foodstuff.

*In polietilene. Sono provviste di foro sulla spalla per l'applicazione di sigilli o talloncini. Collo e filetto conformi alle norme DIN 13316 e 168. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	DIM. MM	DIN STD
11151	50	24	Ø 38 x 88	GL 32
11152	100	24	Ø 48 x 105	GL 32
11153	250	38	Ø 60 x 140	GL 45
11154	500	38	Ø 75 x 170	GL 45
11155	1000	55	Ø 95 x 206	GL 63
11156	2000	55	Ø 120 x 252	GL 63



## GRADUATED WIDE NECK BOTTLES, IN PP BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO LARGO NORMALIZZATO, IN PP

In polypropylene, autoclavable. Provided with tagging or sealing hole. Neck and thread in accordance with DIN 13316 and 168 norms. Suitable for foodstuff.

*In polipropilene, autoclavabili. Sono provviste di foro sulla spalla per l'applicazione di sigilli o talloncini. Collo e filetto conformi alle norme DIN 13316 e 168. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	DIM. MM	DIN STD
11171	50	24	Ø 38 x 88	GL 32
11172	100	24	Ø 48 x 105	GL 32
11173	250	38	Ø 60 x 140	GL 45
11174	500	38	Ø 75 x 170	GL 45
11175	1000	55	Ø 95 x 206	GL 63
11176	2000	55	Ø 120 x 252	GL 63



## DIN THREAD REAGENT BOTTLES

### BOTTIGLIE PER REAGENTI CON FILETTATURA DIN

In transparent polypropylene, autoclavable. Wide mouth, with screw cap.  
Very resistant to breakage, ideal for the storage of the reagents.

*In polipropilene trasparente, autoclavabili.  
Bocca larga, con tappo a vite.  
Molto resistenti alla rottura, sono ideali per lo stoccaggio dei reagenti.*

Art.	VOL. ML	THREAD GL/FILETTATURA GL	Ø MM	H. MM
11271	100	32	55	96
11272	250	45	73	132
11273	500	45	87	172
11274	1000	63	108	204
11276	2000	63	131	243



## OPAQUE REAGENT BOTTLES

### BOTTIGLIE PER REAGENTI OPACHE

In polypropylene, opaque colour, autoclavable. Wide-mouth, with NS polypropylene stopper.  
Studied for light-sensitive substances in accordance with DIN 12039 standards.

*In polipropilene opaco, autoclavabili. Collo largo, con tappo NS in polipropilene.  
Studiate per sostanze sensibili alla luce, in conformità alle norme DIN 12039.*



Art.	VOL. ML	THREAD GL/FILETTATURA GL	Ø MM	H. MM
11511	500	45/40	87	183
11512	1000	60/46	108	214
11513	2000	60/46	131	263

## STERILE WATER SAMPLING BOTTLES BOTTIGLIE STERILI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE

Bottles designed for sampling, transport and preservation of water to be analyzed. Bottles available both empty or pre-filled with Sodium Thiosulfate when is required the neutralization of Chlorine, Bromide and Ozone present in the water to be analyzed. Labelled, with leak-proof screw cap and anti-tamper security ring. Sterile, individually wrapped in peel-pack, for sampling by immersion avoiding induced contamination. Latex-free and suitable for the contact with food, in accordance with regulations in force.

Bottiglie studiate per il campionamento, trasporto e conservazione delle acque da analizzare. Disponibili sia vuote che pre-dosate con Tiosolfato di Sodio per i casi in cui sia richiesta la neutralizzazione di Cloro, Bromuro e Ozono presenti nell'acqua da analizzare. Etichettate, con tappo a vite a perfetta tenuta e sigillo di sicurezza. Sterili, in confezione singola peel-pack, idonee anche per prelievi ad immersione per evitare contaminazione indotta. Latex-free e idonee ad essere destinate al contatto con gli alimenti, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia.



Sterile water sampling in HDPE, stout and unbreakable.

Bottiglie sterili per campionamento acque in HDPE, robuste ed infrangibili.

Art.	VOL. ML	SODIUM THIOSULFATE TIOSOLFATO DI SODIO	DIM. MM	SHAPE/FORMA
11270	250	No	Ø 60 x 135	Cylindrical/Cilindrica
11275	250	Yes	Ø 60 x 135	Cylindrical/Cilindrica
11280	500	No	80 x 80 x 150	Square/Quadrata
11285	500	Yes	80 x 80 x 150	Square/Quadrata
11290	1000	No	80 x 80 x 200	Square/Quadrata
11295	1000	Yes	80 x 80 x 200	Square/Quadrata

Sterile water sampling bottles in PET, perfectly transparent. Seal screw cap with o-ring.

Bottiglie sterili per campionamento acque in PET, perfettamente trasparenti. Tappo a vite con guarnizione interna.



Art.	VOL. ML	SODIUM THIOSULFATE TIOSOLFATO DI SODIO	DIM. MM	SHAPE/FORMA
11480	500	No	70 x 65.3 x 156	Square/Quadrata
11485	500	Yes	70 x 65.3 x 156	Square/Quadrata
11490	1000	No	77.2 x 71.5 x 237	Square/Quadrata
11495	1000	Yes	77.2 x 71.5 x 237	Square/Quadrata

## SQUARE BOTTLES BOTTIGLIE RETTANGOLARI

In high density polyethylene, graduated. The closure with the inner cap guarantees a perfect tightness. Particularly suitable for powders and pastes. The rectangular shape allows a rational use of the room, favouring storage or shipment. Provided with tagging or sealing hole. Suitable for foodstuff.

In polietilene alta densità, graduate. La chiusura con sottotappo ne garantisce la perfetta tenuta. Particolarmente adatte per polveri e paste. La forma rettangolare consente un razionale uso dello spazio, favorendo lo stoccaggio o la spedizione. Sono provviste di foro sulla spalla per facilitare l'applicazione di sigilli o talloncini. Idonee al contatto alimentare.

Art.	VOL. ML	Ø MOUTH/BOCCA MM	DIM. MM	H. MM
11141	25	18	32 x 34	52
11142	50	24	38 x 38	70
11143	100	34.5	42 x 48	90
11144	250	34.5	57 x 60	110
11145	500	45	70 x 80	138
11146	1000	58	80 x 103	176
11147	2000	58	100 x 134	210

## SECURITY SEAL FOR BOTTLES SIGILLO DI GARANZIA PER BOTTIGLIE

Stainless steel cable in 7 wires, progressive numbering. Usable on all bottles provided by cap with sealing hole.

Cavetto in acciaio inox a 7 fili, numerato progressivamente. Utilizzabile su tutte le bottiglie munite di tappo con foro per sigillo.

Art.	LENGTH/LUNGH. MM
11040	150





### NARROW NECK BOTTLES WITH TAMPER-EVIDENT CAP BOTTIGLIE CON TAPPO A SIGILLO

High density polyethylene (HDPE) bottles with white tear-seal screw cap opening. Ideal for purposes where is not allowed the outcome opening after the filling. Not graduated. Suitable for foodstuff.

*Bottiglie in polietilene alta densità (HDPE) dotate di tappo a vite bianco con apertura del sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata successivamente al riempimento. Non graduate. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	Ø MOUTH/BOCCA MM
11191	50	Ø 36 x 84	17.5
11192	100	Ø 44 x 101	17.5
11193	250	Ø 60 x 136	22.5
11194	500	Ø 74 x 170	22.5
11195	1000	Ø 90 x 222	22.5

### NARROW NECK BOTTLES WITH TAMPER-EVIDENT CAP BOTTIGLIE CON TAPPO A SIGILLO

High density polyethylene (HDPE) bottles with black tear-seal screw cap opening. Ideal for purposes where is not allowed the outcome opening after the filling. Not graduated. Suitable for foodstuff.

*Bottiglie in polietilene alta densità (HDPE) dotate di tappo a vite nero con apertura del sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata successivamente al riempimento. Non graduate. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	Ø MOUTH/BOCCA MM
11201	250	Ø 60 x 137	30
11202	500	Ø 74 x 177	30
11203	1000	Ø 90 x 230	30



### NARROW NECK BOTTLES WITH TAMPER-EVIDENT CAP BOTTIGLIE CON TAPPO A SIGILLO

High density polyethylene (HDPE) bottles with white tear-seal screw cap opening. Ideal for purposes where is not allowed the outcome opening after the filling. Not graduated. Suitable for foodstuff.

*Bottiglie in polietilene alta densità (HDPE) dotate di tappo a vite bianco con apertura del sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata successivamente al riempimento. Non graduate. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	Ø MOUTH/BOCCA MM	COLOUR/COLORE
11196	1000	Ø 90 x 216	45	White/Bianco
11197	2000	Ø 120 x 259	45	Natural/Naturale







## WASH BOTTLES BOTTIGLIE A SPRUZZETTA

In polyethylene, with curved straw. The outlet of liquid is caused by a pressure of the hand on the bottle's body. Suitable for foodstuff.

*In polietilene, con cannuccia curva. L'uscita del liquido viene provocata esercitando con la mano un'adeguata pressione sul corpo della bottiglia. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
11161	100	43	115
11162	250	60	140
11163	500	75	180
11164	750	84	190
11165	1000	95	220

## WASH BOTTLES BOTTIGLIE A SPRUZZETTA

In polyethylene, with straight straw. The outlet of liquid is caused by a pressure of the hand on the bottle's body. Suitable for foodstuff.

*In polietilene, con cannuccia diritta. L'uscita del liquido viene provocata esercitando con la mano un'adeguata pressione sul corpo della bottiglia. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
11181	100	44	95
11182	250	59	140
11183	500	74	165
11184	750	84	190
11185	1000	94	210



## INTEGRAL WASH BOTTLES BOTTIGLIE A SPRUZZETTA MODELLO INTEGRALE

Polyethylene wash bottles with integral dispensing moulded tube in order to avoid water leak due to a not perfect seal between cap and tube. Dispensing spout is provided with a practical lid catcher cap. Bottles oval and ergonomic shape allows easy handling and more stability. Suitable for foodstuff.

*Bottiglie a spruzzetta in polietilene con tubo stampato integralmente con la bottiglia evitando così perdite dovute ad una imperfetta tenuta tra bottiglia e tubo. Il beccuccio del tubo è munito di un pratico coperchietto salvagoccia. Tappo a vite normalizzato di colore bianco. La forma della bottiglia è ovale ed ergonomica per facilitare l'impugnatura ed aumentare la stabilità. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	H. MM	DIN STD
11261	250	60 x 119	140	GL 32
11262	500	65 x 122	178	GL 32

## WIDE MOUTH WASH BOTTLES, INTEGRAL CAP BOTTIGLIE A SPRUZZETTA BOCCA LARGA CON TUBO INTEGRALE

Polyethylene graduated bottles with wide mouth for an easier and safe filling. Screw cap moulded with the dispensing tube in order to avoid water leak due to a not perfect seal between cap and tube. Caps are available in 4 colours for an easy and immediate content identification. Mouth Ø 38 mm - DIN Standard GL45. Suitable for foodstuff.

*Bottiglie graduate in polietilene con bocca larga per un agevole e sicuro riempimento. Tappo a vite stampato integralmente con il tubo d'erogazione per evitare perdite dovute ad una imperfetta tenuta tra il tappo e il tubo. I tappi sono disponibili in diversi colori per una facile identificazione del contenuto. Bocca Ø 38 mm - DIN Standard GL45. Idonee al contatto alimentare.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
11363.00	250	Ø 60 x 191	Neutral/Neutro
11363.04	250	Ø 60 x 191	Blue/Blu
11363.06	250	Ø 60 x 191	Yellow/Giallo
11363.10	250	Ø 60 x 191	Red/Rosso
11364.00	500	Ø 75 x 218	Neutral/Neutro
11364.04	500	Ø 75 x 218	Blue/Blu
11364.06	500	Ø 75 x 218	Yellow/Giallo
11364.10	500	Ø 75 x 218	Red/Rosso



**SPRAY BOTTLES**  
**BOTTIGLIE CON VAPORIZZATORE**

High density polyethylene (HDPE) bottles equipped with atomizer with adjustment jet. 1.25 ml dispensing pump.

*Bottiglie in polietilene alta densità (HDPE), dotate di vaporizzatore con possibilità di regolazione del getto. Erogazione di 1,25 ml a pompata.*



Art.	VOL. ML	DIM. MM	Ø MOUTH/BOCCA MM
<b>11301</b>	500	Ø 74 x 220	21
<b>11302</b>	1000	Ø 90 x 271	22.5



**DISPENSING BOTTLES**  
**BOTTIGLIE CON DISPENSATORE A PRESSIONE**

High density polyethylene (HDPE) bottles with dispenser in polypropylene. Suitable for liquids and creams, single and/or continuous dispensing.

*Bottiglie in polietilene alta densità (HDPE), con dispensatore in polipropilene. Adatte per la dispensazione singola o ripetuta di liquidi e creme.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	Ø MOUTH/BOCCA MM
<b>11401</b>	500	Ø 77 x 229	22.5

**CYLINDRICAL JARS WITH CAP**  
**VASI CILINDRICI CON TAPPO**

In high density polyethylene with screw cap and inner cap. Particularly suitable for powders and solid samples.

*In polietilene alta densità con tappo a vite e sottotappo. Particolarmente indicati per polveri e campioni solidi.*



Art.	VOL. ML	DIM. MM
<b>14161</b>	70	Ø 50 x 60
<b>14162</b>	120	Ø 56 x 71
<b>14163</b>	250	Ø 69 x 94
<b>14164</b>	500	Ø 85 x 110
<b>14165</b>	1000	Ø 111 x 128
<b>14166</b>	2000	Ø 111 x 240

**CYLINDRICAL JARS WITH TAMPER-EVIDENT CAP**  
**VASI INVIOLABILI CON TAPPO A VITE E SIGILLO A STRAPPO**

Polypropylene jars in white colour, with hermetic closure and tear seal. Ideal for purposes where is not allowed the outcome opening after the filling.

*Vasi in polipropilene di colore bianco con chiusura ermetica e sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata successivamente al riempimento.*



Art.	VOL. ML	DIM. MM
<b>14171</b>	50	Ø 35 x 50
<b>14172</b>	100	Ø 50 x 60
<b>14173</b>	250	Ø 65 x 85
<b>14174</b>	500	Ø 90 x 110
<b>14176</b>	1000	Ø 110 x 120