



CONTAINERS
CONTENITORI



24H URINE COLLECTION CONTAINERS
RACCOGLITORI URINE DELLE 24 ORE

Sampling bottles for 24 hours urine collection, with screw cap and plug for easy sampling. Graduated from 200 to 2500 ml, with increments of 100 ml.

Vol. 2500 ml.
Dim. Ø 130 x 250 mm.
Material: polyethylene.

Bottiglie per la raccolta delle urine nelle 24 ore, con tappo a vite e tappino per prelievo campioni. Graduate da 200 a 2500 ml, con incremento di 100 ml.

*Vol. 2500 ml.
Dim. Ø 130 x 250 mm.
Materiale: polietilene.*



Art.
5024

CONTAINERS / CONTENITORI

24H URINE COLLECTION CONTAINERS
RACCOGLITORI URINE DELLE 24 ORE

Tanks for 24 hours urine collection, with screw cap and plug for easy sampling. Graduated from 250 to 2500 ml, with increments of 250 ml.

Vol. 2500 ml.
Dim. 245 x 115 x 160 mm.
Material: polyethylene.

Taniche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, con tappo a vite e tappino per prelievo campioni. Graduate da 250 a 2500 ml, con incremento di 250 ml.

*Vol. 2500 ml.
Dim. 245 x 115 x 160 mm.
Materiale: polietilene.*



Art.
12731

24H URINE COLLECTION CONTAINERS
RACCOGLITORI URINE DELLE 24 ORE

Square containers for 24 hours urine collection, with screw cap and ergonomic handle. Graduated from 100 to 2000 ml, with increments of 50 ml. Also available in brown colour, suitable for photosensitive tests.

Vol. 2000 ml.
Dim. 120 x 90 x 245 mm.
Material: polyethylene.

Contenitori rettangolari per la raccolta delle urine nelle 24 ore, con tappo a vite ed impugnatura ergonomica. Graduate da 100 a 2000 ml, con incremento di 50 ml. Disponibili anche in colore marrone, adatti per analisi fotosensibili.

*Vol. 2000 ml.
Dim. 120 x 90 x 245 mm.
Materiale: polietilene.*



Art.	COLOUR/COLORE
5434	Neutral/Neutro
5434/M	Brown/Marrone

URINE CONTAINERS
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE URINE



24H URINE COLLECTION CONTAINERS FOR VACUUM TUBES
RACCOGLITORI URINE 24 ORE PER PROVETTE SOTTOVUOTO

24h urine collection containers, graduated, amber colour for light-sensitive tests, screw cap with device for suction with vacuum tubes. Available with or without sampling 185 mm probe.

Contenitori per la raccolta e la conservazione delle urine nelle 24 ore, graduati, colore ambra per analisi fotosensibili, tappo a vite con dispositivo per aspirazione con provette sottovuoto. Disponibili con o senza sonda di prelievo da 185 mm.

Vol. 3000 ml.
 Dim. 125 x 125 x 245 mm.
 Material: polyethylene.

*Vol. 3000 ml.
 Dim. 125 x 125 x 245 mm.
 Materiale: polietilene.*

Art.	TYPE/TIPO
5731	Without probe/senza sonda
5732	With probe/con sonda

24H URINE COLLECTION CONTAINERS FOR VACUUM TUBES
RACCOGLITORI URINE 24 ORE PER PROVETTE SOTTOVUOTO

24h urine collection containers, with ergonomic handle. Screw cap with device for suction with vacuum tubes. Graduated from 100 to 2000 ml. Also available in brown colour, suitable for photosensitive tests.

Contenitori per la raccolta delle urine nelle 24 ore, con impugnatura ergonomica. Tappo a vite con dispositivo per aspirazione con provette sottovuoto. Graduati da 100 a 2000 ml. Disponibili anche in colore marrone, adatti per analisi fotosensibili.

Vol. 2000 ml.
 Dim. 120 x 90 x 230 mm.
 Material: polyethylene.

*Vol. 2000 ml.
 Dim. 120 x 90 x 230 mm.
 Materiale: polietilene.*

Art.	COLOUR/COLORE
5471	Neutral/Neutro
5472	Brown/Marrone



CONTAINERS / CONTENITORI

24H URINE COLLECTION CONTAINERS FOR VACUUM TUBES
RACCOGLITORI URINE 24 ORE PER PROVETTE SOTTOVUOTO

24h urine collection containers, with ergonomic handle. Screw cap with device for suction with vacuum tubes. Supplied with sampling 150 mm probe. Graduated from 100 to 2000 ml. Also available in brown colour, suitable for photosensitive tests.

Contenitori per la raccolta delle urine nelle 24 ore, con impugnatura ergonomica. Tappo a vite con dispositivo per aspirazione con provette sottovuoto. Forniti con sonda di prelievo da 150 mm. Graduati da 100 a 2000 ml. Disponibili anche in colore marrone, adatti per analisi fotosensibili.

Vol. 2000 ml.
 Dim. 120 x 90 x 230 mm.
 Material: polyethylene.

*Vol. 2000 ml.
 Dim. 120 x 90 x 230 mm.
 Materiale: polietilene.*

Art.	COLOUR/COLORE
5671	Neutral/Neutro
5672	Brown/Marrone



120 ML URINE CONTAINERS FOR VACUUM TUBES
CONTENITORI URINE 120 ML PER PROVETTE SOTTOVUOTO

Urine containers graduated up to 100 ml, screw cap with device for suction with vacuum tubes. Label on the cap for sampling system protection. With writing surface.

Contenitori per urine graduati fino a 100 ml, tappo a vite con dispositivo per aspirazione con provette sottovuoto. Con etichetta applicata sul tappo per la protezione del sistema di prelievo. Con superficie di scrittura.

Vol. 120 ml.
Dim. Ø 59 x 68 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 120 ml.
Dim. Ø 59 x 68 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
5120	Non sterile - Bulk/Sfuso	Yellow/Giallo
5120/TS	Sterile - Bulk/Sfuso	Yellow/Giallo
5120/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Yellow/Giallo



150 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 150 ML

Urine containers graduated up to 100 ml, with screw cap and writing surface.

Contenitori per urine graduati fino a 100 ml, con tappo a vite e superficie di scrittura.

Vol. 150 ml.
Dim. Ø 58 x 72 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 150 ml.
Dim. Ø 58 x 72 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2120	With separated cap Con tappo a parte	Light blue/Azzurro
2120/T	With inserted cap Con tappo inserito	Light blue/Azzurro
2120/TS	Sterile with inserted cap Sterile con tappo inserito	Red/Rosso
2120/CS	Aseptic/Asettico Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso
2120/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



150 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 150 ML

Urine containers graduated up to 100 ml, with writing surface, screw cap and plug for easy sampling.

Contenitori per urine graduati fino a 100 ml, con superficie di scrittura, tappo a vite e tappino per prelievo campioni.

Vol. 150 ml.
Dim. Ø 58 x 72 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 150 ml.
Dim. Ø 58 x 72 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2420	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2420/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



URINE CONTAINERS
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE URINE



200 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 200 ML

Urine containers graduated up to 175 ml, with screw cap and writing surface.

Contenitori per urine graduati fino a 175 ml, con tappo a vite e superficie di scrittura.

Vol. 200 ml.
Dim. Ø 64 X 93 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 200 ml.
Dim. Ø 64 x 93 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2220	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2220/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso

200 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 200 ML

Urine containers graduated up to 150 ml, with screw cap.

Contenitori per urine graduati fino a 150 ml, con tappo a vite.

Vol. 200 ml.
Dim. Ø 64 x 85 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 200 ml.
Dim. Ø 64 x 85 mm.
Materiale: polistirolo.*



Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1230	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1230/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso

150 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 150 ML

Urine containers graduated up to 125 ml, with screw cap.

Contenitori per urine graduati fino a 125 ml, con tappo a vite.

Vol. 150 ml.
Dim. Ø 60 x 83 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 150 ml.
Dim. Ø 60 x 83 mm.
Materiale: polistirolo.*



Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1081	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1091	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso

150 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 150 ML

Urine containers graduated up to 125 ml, with pressure cap.

Contenitori per urine graduati fino a 125 ml, con tappo a pressione.

Vol. 150 ml.
Dim. Ø 60 x 73 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 150 ml.
Dim. Ø 60 x 73 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1050	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1050/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



CONTAINERS / CONTENITORI

130 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 130 ML

Urine containers graduated up to 125 ml, with pressure cap.

Contenitori per urine graduati fino a 125 ml, con tappo a pressione.

Vol. 130 ml.
Dim. Ø 60 x 73 mm.

*Vol. 130 ml.
Dim. Ø 60 x 73 mm.*

Art.	MAT.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1030	Polystyrene Polistirolo	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1030/SG	Polystyrene Polistirolo	Sterile Ind. wrapped Confezione singola	Red/Rosso
1030/MO	Polypropylene Polipropilene	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1030/MO/SG	Polypropylene Polipropilene	Sterile Ind. wrapped Confezione singola	Red/Rosso



120 ML URINE CONTAINERS
CONTENITORI URINE DA 120 ML

Urine containers supplied with self-adhesive lid with fillable fields for sample identification.

Contenitori per urina completi di coperchio autoadesivo con campi compilabili per l'identificazione del campione.

Vol. 120 ml.
Dim. Ø 73 x 66 mm.

*Vol. 120 ml.
Dim. Ø 73 x 66 mm.*

Art.	TYPE/TIPO	MAT.
1040	Not graduated Non graduati	Polypropylene Polipropilene
1040/P	Graduated Graduati	Polystyrene Polistirolo





60 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML

Graduated specimen containers, with screw cap. Ideal for pneumatic transport. Also available in blue colour for easier identification, used especially in the agro-food production line.

Contenitori graduati per campioni biologici, con tappo a vite. Adatti per il trasporto pneumatico. Disponibili anche in colore blu, per una facile identificazione, utilizzabili soprattutto nei processi produttivi agroalimentari.

Vol. 60 ml - Dim. Ø 35 x 70 mm.
Material: polypropylene.

Vol. 60 ml - Dim. Ø 35 x 70 mm.
Materiale: polipropilene.

Art.	SUPPLIED/CONF.	CONT. COLOUR/COLORE CONT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2050/P	With separated cap/Con tappo a parte - Bulk/Sfuso	Neutral/Neutro	Light blue/Azzurro
2050	Bulk/Sfuso	Neutral/Neutro	Light blue/Azzurro
2050/CS	Ind. wrapped/Confezione singola Sterile	Neutral/Neutro	Red/Rosso
2050/SG	Ind. wrapped/Confezione singola	Neutral/Neutro	Red/Rosso
2050/B	Bulk/Sfuso	Blue/Blu	Blue/Blu
2050/B/SG	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola	Blue/Blu	Blue/Blu

60 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML

Specimen containers, with screw cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a vite.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 35 x 70 mm.
Material: polystyrene.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 35 x 70 mm.
Materiale: polistirolo.

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2040/P	With separated cap/Con tappo a parte Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2040	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2040/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



60 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML

Specimen containers, with screw cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a vite.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 38 x 65 mm.
Material: polypropylene.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 38 x 65 mm.
Materiale: polipropilene.

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2450/P	With separated cap/Con tappo a parte Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2450	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2450/CS	Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso
2450/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso

60 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML

Specimen containers, with screw cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a vite.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 38 x 65 mm.
Material: polystyrene.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 38 x 65 mm.
Materiale: polistirolo.

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2440/P	With separated cap/Con tappo a parte Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2440	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2440/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



25 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 25 ML

Specimen containers, with screw cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a vite.

Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2580/P	With separated cap/Con tappo a parte Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2580	100 pcs/bag/100 pezzi	Light blue/Azzurro
2580/E	100 pcs/bag/100 pezzi with label/con etichetta	Light blue/Azzurro
2580/SG	Sterile - 100 pcs/bag/100 pezzi	Red/Rosso
2580/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



25 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 25 ML

Specimen containers, with screw cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a vite.

Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2680/P	With separated cap/Con tappo a parte Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2680	100 pcs/bag/100 pezzi	Light blue/Azzurro
2680/E	100 pcs/bag/100 pezzi with label/con etichetta	Light blue/Azzurro
2680/SG	Sterile - 100 pcs/bag/100 pezzi	Red/Rosso
2680/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



30 ML UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI DA 30 ML

Specimen containers, with screw cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a vite.

Vol. 30 ml
Dim. Ø 35 x 38 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 30 ml
Dim. Ø 35 x 38 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2030/P	With separated cap/Con tappo a parte Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2030	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
2030/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



"BIJOU" CONTAINERS
CONTENITORI "BIJOU"

Not graduated specimen containers "bijou" model, with inserted screw cap which guarantees a perfect leakproof.

Contenitori non graduati per campioni biologici modello "bijou", con tappo a vite inserito che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 7 ml.
Dim. Ø 20 x 50 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 7 ml.
Dim. Ø 20 x 50 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.
1070	100 pcs / bag / 100 pezzi
1070/E	100 pcs / bag / 100 pezzi with label / con etichetta



SPECIMEN CONTAINERS
CONTENITORI PER CAMPIONI BIOLOGICI



FAECES CONTAINERS
CONTENITORI PER FECE

Faeces containers, with screw cap and spoon.

Contenitori per feci, con tappo a vite con paletta.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 38 x 65 mm.

*Vol. 60 ml.
Dim. Ø 38 x 65 mm.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	MAT.	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2442	Bulk/Sfuso	Polystirene Polistirolo	Light blue Azzurro
2442/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Polystirene Polistirolo	Red Rosso
2452	Bulk/Sfuso	Polypropylene Polipropilene	Light blue Azzurro
2452/SG	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Polypropylene Polipropilene	Red Rosso

FAECES CONTAINERS
CONTENITORI PER FECE

Faeces containers, with screw cap and spoon.

Contenitori per feci, con tappo a vite con paletta.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 35 x 70 mm.

*Vol. 60 ml.
Dim. Ø 35 x 70 mm.*

Art.	TYPE/TIPO	SUPPLIED/CONF.	MAT.	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2062/P	Graduated <i>Graduati</i>	With separated cap <i>Con tappo a parte - Bulk/Sfuso</i>	PP	Light blue Azzurro
2062	Graduated <i>Graduati</i>	Bulk/Sfuso	PP	Light blue Azzurro
2062/SG	Graduated <i>Graduati</i>	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	PP	Red Rosso
2072/P	Non graduated <i>Non graduati</i>	With separated cap <i>Con tappo a parte - Bulk/Sfuso</i>	PS	Light blue Azzurro
2072	Non graduated <i>Non graduati</i>	Bulk/Sfuso	PS	Light blue Azzurro
2072/SG	Non graduated <i>Non graduati</i>	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	PS	Red Rosso



FAECES CONTAINERS
CONTENITORI PER FECE

Faeces containers, with screw cap and spoon.

Contenitori per feci, con tappo a vite con paletta.

Vol. 25 ml.
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 25 ml.
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2588	100 pcs/bag/100 pezzi	Light blue/Azzurro
2588/E	100 pcs/bag/100 pezzi with label/con etichetta	Light blue/Azzurro
2588/SG	Sterile - 100 pcs/bag/100 pezzi	Red/Rosso
2588/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso

FAECES CONTAINERS
CONTENITORI PER FECE

Faeces containers, with screw cap and spoon.

Contenitori per feci, con tappo a vite con paletta.

Vol. 25 ml.
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 25 ml.
Dim. Ø 25 x 90 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2688	100 pcs/bag/100 pezzi	Light blue/Azzurro
2688/E	100 pcs/bag/100 pezzi with label/con etichetta	Light blue/Azzurro
2688/SG	Sterile - 100 pcs/bag/100 pezzi	Red/Rosso
2688/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



FAECES CONTAINERS
CONTENITORI PER FECI

Faeces containers, with pressure cap and spoon.

Contenitori per feci, con tappo a pressione con paletta.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 41 x 55 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 60 ml.
Dim. Ø 41 x 55 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1211	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1211/SG	Sterile 100 pcs/bag/100 pezzi	Red/Rosso
1211/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



FAECES CONTAINERS
CONTENITORI PER FECI

Faeces containers, with pressure cap and spoon.

Contenitori per feci, con tappo a pressione con paletta.

Vol. 18 ml.
Dim. Ø 22 x 63 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 18 ml.
Dim. Ø 22 x 63 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1011	250 pcs/bag/250 pezzi	Light blue/Azzurro
1011/SG	Sterile 250 pcs/bag/250 pezzi	Red/Rosso
1011/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso



SPUTUM CONTAINERS
CONTENITORI PER ESPETTORATO

Sputum containers, with pressure cap.

Contenitori per espettorato, con tappo a pressione.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 60 x 34 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 60 ml.
Dim. Ø 60 x 34 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1051	Light blue/Azzurro
1051/SG	Sterile Red/Rosso



AUTOCLAVABLE SPUTUM COLLECTION CONTAINER
CONTENITORE PER SALIVA AUTOCLAVABILE

Disposable sputum collection containers, with screw cap leakproof.

Contenitori monouso per campioni di saliva o altri escreti, dotati di tappo a vite a perfetta tenuta.

Vol. 30 ml.
Dim. Ø 57 x 34 mm.
Material: polypropylene.

*Vol. 30 ml.
Dim. Ø 57 x 34 mm.
Materiale: polipropilene.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1560		Neutral/Neutro
1560/SG	Sterile	Neutral/Neutro



SPECIMEN CONTAINERS
CONTENITORI PER CAMPIONI BIOLOGICI



UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI

Specimen containers, with pressure cap.

Contenitori per campioni biologici, con tappo a pressione.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 41 x 55 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 60 ml
Dim. Ø 41 x 55 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1212	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1212/SG	Sterile 100 pcs/bag/100 pezzi	Red/Rosso
1212/SG/CS	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	Red/Rosso

UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI

Containers with white pressure cap.

Contenitori con tappo a pressione di colore bianco.

Vol. 30 ml.
Dim. Ø 35 x 41 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 30 ml.
Dim. Ø 35 x 41 mm.
Materiale: polistirolo.*



Art.

1041

1041/SG

Sterile



UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI

Containers with white pressure cap.

Contenitori con tappo a pressione di colore bianco.

Vol. 35 ml.
Dim. Ø 35 x 61 mm.
Material: polystyrene.

*Vol. 35 ml.
Dim. Ø 35 x 61 mm.
Materiale: polistirolo.*

Art.

1061

1061/SG

Sterile

UNIVERSAL CONTAINERS
CONTENITORI UNIVERSALI

Containers without cap.

Contenitori senza tappo.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.



Art.

1213

1013

VOL. ML

60

18

DIM. MM

Ø 41 x 55

Ø 22 x 63

