



MICROBIOLOGY PRODUCTS
PRODOTTI PER MICROBIOLOGIA





A wide range of Petri dishes, with high quality standard assured by a fully automated production process, under controlled aseptic conditions. Ideal for routine use, as well as for bacteriological screening and for their use with automatic filling machines.

Un'ampia gamma di piastre di Petri con un elevato standard di qualità garantito da un processo produttivo completamente automatizzato, in condizioni di asetticità controllata.


Ideali per lavori di routine, ricerca batteriologica e per l'utilizzo in riempitrici automatiche.

Ø 90 mm Petri dishes. In polystyrene with high optical clarity. Available, upon request, with inner bag for use in Cleanroom.

Piastre di Petri Ø 90 mm. In polistirolo con alta trasparenza ottica. Disponibili, su richiesta, con sacchetto interno per utilizzo in Camera Bianca.



Art.	TYPE/TIPO	
91	With triple vents / <i>Con ventilazione</i>	Aseptic / <i>Asettica</i>
91/SG	With triple vents / <i>Con ventilazione</i>	Sterile R
101	Without vents / <i>Senza ventilazione</i>	Aseptic / <i>Asettica</i>
101/SG	Without vents / <i>Senza ventilazione</i>	Sterile R



Ø 90 mm Petri dishes with SECTORS. With triple vents. In polystyrene with high optical clarity.

Piastre di Petri Ø 90 mm a SETTORI, con ventilazione. In polistirolo con alta trasparenza ottica.

Art.	TYPE/TIPO	
251	With 2 sectors / <i>A 2 settori</i>	Aseptic / <i>Asettica</i>
251/SG	With 2 sectors / <i>A 2 settori</i>	Sterile R
261	With 3 sectors / <i>A 3 settori</i>	Aseptic / <i>Asettica</i>
261/SG	With 3 sectors / <i>A 3 settori</i>	Sterile R
271	With 4 sectors / <i>A 4 settori</i>	Aseptic / <i>Asettica</i>
271/SG	With 4 sectors / <i>A 4 settori</i>	Sterile R

PETRI DISHES RACK
RACK PER PIASTRE DI PETRI


Studied for safe transport, storage and incubation of Ø 90 mm Petri dishes. Each rack holds up to n.48 Petri dishes with lid, configured in n.6 columns of n.8 dishes. Up to 4 racks can be stacked together. They are provided with an easy handle. In white polypropylene, autoclavable.

Studiato per il trasporto, lo stoccaggio e l'incubazione delle piastre di Petri Ø 90 mm. Ogni rack contiene fino a n. 48 piastre di Petri con coperchio, composto da 6 file di 8 piastre. Impilabili in modo sicuro fino a 4 rack e provvisti di comoda impugnatura. In polipropilene di colore bianco, autoclavabili.

Art.	DIM. MM
900	300 x 210 x 178



PETRI DISHES
PIASTRE DI PETRI



Ø 35 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.

*Piastre di Petri Ø 35 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*


Art.	TYPE/TIPO
31	With triple vents / <i>Con ventilazione</i> Sterile R

Ø 60 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.

*Piastre di Petri Ø 60 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*



Art.	TYPE/TIPO
61	Without vents / <i>Senza ventilazione</i> Sterile R
161	With triple vents / <i>Con ventilazione</i> Sterile R



Ø 80 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.

*Piastre di Petri Ø 80 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*

Art.	TYPE/TIPO
81	Without vents / <i>Senza ventilazione</i> Sterile R

Ø 100 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.


*Piastre di Petri Ø 100 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*



Art.	TYPE/TIPO
151	With triple vents / <i>Con ventilazione</i> Aseptic / <i>Asettica</i>
151/SG	With triple vents / <i>Con ventilazione</i> Sterile R
141	Without vents / <i>Senza ventilazione</i> Aseptic / <i>Asettica</i>
141/SG	Without vents / <i>Senza ventilazione</i> Sterile R

Ø 120 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.


*Piastre di Petri Ø 120 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*



Art.	TYPE/TIPO	
181	Without vents / <i>Senza ventilazione</i>	Aseptic / <i>Asettica</i>
181/SG	Without vents / <i>Senza ventilazione</i>	Sterile R

Ø 140 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.

*Piastre di Petri Ø 140 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*



Art.	TYPE/TIPO	
221	With triple vents / <i>Con ventilazione</i>	Sterile R

Ø 150 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.

*Piastre di Petri Ø 150 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.*



Art.	TYPE/TIPO	
231	With triple vents / <i>Con ventilazione</i>	Sterile R

PETRI DISHES
PIASTRE DI PETRI

Petri dishes CONTACT type, perfectly suitable for bacteria counting and monitoring of environmental sterility. Sterile, with counting grid.

Piastre di Petri tipo CONTACT, perfettamente idonee per la conta batterica e nei controlli di sterilità degli ambienti. Sterili, con griglia di conta.



Ø 55 mm Petri dishes Contact type. In polystyrene with high optical clarity.

Piastre di Petri Ø 55 mm, tipo Contact. In polistirolo con alta trasparenza ottica.

Art.	TYPE/TIPO
155	With triple vents / Con ventilazione Sterile R

Ø 90 mm Petri dishes Contact type. In polystyrene with high optical clarity.

Piastre di Petri Ø 90 mm, tipo Contact. In polistirolo con alta trasparenza ottica.



Art.	TYPE/TIPO
195	With triple vents / Con ventilazione Sterile R



Square Petri dishes 120 x 120 mm for ANTIBIOTIC ASSAY. Each Petri dish allows to test n. 16 antibiotics. In polystyrene with high optical clarity.

Piastre di Petri quadre 120 x 120 mm per ANTIBIOGRAMMA. Ogni piastra consente di esaminare n. 16 antibiotici. In polistirolo con alta trasparenza ottica.

Art.	TYPE/TIPO
1120	With triple vents / Con ventilazione Sterile R

MICROTITER PLATES
PIASTRE PER MICROMETODI

With 96 wells.
Material: polystyrene.
Dim. 86x128 mm.

A 96 pozzetti.
Materiale: polistirolo.
Dim. 86x128 mm.

Art.	BOTTOM SHAPE/FONDO	
5096/U	U	
5096/U/SG	U	Sterile - Ind. wrapped/Conf. singola
5096/V	V	
5096/V/SG	V	Sterile - Ind. wrapped/Conf. singola
5096/P	flat/piatto	
5096/P/SG	flat/piatto	Sterile - Ind. wrapped/Conf. singola
5096/C	microtiter plate lid coperchio per piastre	
5096/C/SG	microtiter plate lid coperchio per piastre	Sterile - Ind. wrapped/Conf. singola



BLOOD GROUPING PLATES
PIASTRE PER GRUPPI SANGUIGNI

10 wells high quality crystal polystyrene blood grouping plates.

Piastre per gruppi sanguigni a 10 posti, in polistirolo cristallo.

Art.	DIM. MM	TYPE/TIPO
2015	160 x 40 x 4.30	Plate/Piastra
42015	190 x 180 x 10	Box/Scatola

TREATED BLOOD GROUPING PLATES
PIASTRE PER GRUPPI SANGUIGNI TRATTATE

12 wells high quality polystyrene blood grouping plates. Treated surface to guarantee a better blood fluidity.

Piastre per gruppi sanguigni a 12 posti, in polistirolo cristallo. La superficie è trattata per garantire una maggiore fluidità del sangue.

Art.	DIM. MM
2018	172 x 44.50 x 4.30



RODS FOR CLOT DETACHMENT AND EXTRACTION
BACCHETTE PER IL DISTACCO E L'ESTRAZIONE DEL COAGULO

First end spatula shaped, second end hook shaped. Material: polystyrene.

Con un'estremità a spatola e l'altra ad uncino. Materiale: polistirolo.

Art.	LENGTH/LUNGHEZZA MM
5155	157

STERILE L-SHAPE SPREADERS SPATOLE A "L" STERILI

L-Shape spreaders for bacteriology, with completely smooth rounded surface which enables to lay even liquid samples on the surface of agar without damaging it.
Dim. Ø 4.90 x 150 x 37.60 mm.
Angle 100°.
Material: polypropylene.

*Spatole a "L" per batteriologia, con superficie completamente liscia e arrotondata che permette di distribuire anche campioni liquidi sulla superficie del terreno di coltura senza danneggiarlo.
Dim. Ø 4,90 x 150 x 37,60 mm.
Angolo 100°.
Materiale: polipropilene.*

Art.	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
5200/SG	White / Bianco	5 pcs / 5 pezzi
5200/SG/CS	White / Bianco	individ wrapped conf. singola

STERILE T - SHAPE SPREADERS SPATOLE A "T" STERILI

T-shape spreaders for bacteriology, with completely smooth rounded surface which allows for more uniform smears.
Material: polystyrene.

*Spatole a "T" per batteriologia con superficie completamente liscia e arrotondata che consente di effettuare strisci più omogenei.
Materiale: polistirolo.*

Art.	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
5205/SG	Blue / Blu	5 pcs / 5 pezzi
5205/SG/CS	Blue / Blu	individ wrapped conf. singola

STIRRING RODS BACCHETTE PER MISCELAZIONE

With one rounded end and the other one spatule shaped.
Material: polystyrene.

*Con una estremità arrotondata e l'altra a spatola.
Materiale: polistirolo.*

Art.	DIM. MM
5300	Ø 3 x 120



STERILE INOCULATING LOOPS
ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

With incorporated needle.
Material: polystyrene.

Con ago incorporato.
Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. μ L	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6001/SG	1	Neutral / <i>Neutro</i>	20 pcs / <i>20 pezzi</i>
6002/SG	1	Neutral / <i>Neutro</i>	5 pcs / <i>5 pezzi</i>
6001/SG/CS	1	Neutral / <i>Neutro</i>	individ wrapped <i>conf. singola</i>



STERILE INOCULATING LOOPS
ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

With incorporated needle.
Material: polystyrene.

Con ago incorporato.
Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. μ L	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6010/SG	10	Blue / <i>Blu</i>	20 pcs / <i>20 pezzi</i>
6011/SG	10	Blue / <i>Blu</i>	5 pcs / <i>5 pezzi</i>
6010/SG/CS	10	Blue / <i>Blu</i>	individ wrapped <i>conf. singola</i>




STERILE INOCULATING LOOPS WITH TWO LOOPS
ANSE STERILI PER INOCULAZIONE CON DOPPIO ANELLO

Sterile loops with two loops,
capacity 10 μ l on one end and 1 μ l
on the other.
Material: polystyrene.

*Anse sterili con doppio anello, uno
da 10 μ l da un lato e uno da 1 μ l
dall'altro.*
Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. μ L	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6005/SG	1+10	Yellow / <i>Giallo</i>	20 pcs / <i>20 pezzi</i>
6015/SG	1+10	Yellow / <i>Giallo</i>	5 pcs / <i>5 pezzi</i>
6005/SG/CS	1+10	Yellow / <i>Giallo</i>	individ wrapped <i>conf. singola</i>





STERILE INOCULATION LOOPS WITH SPREADING SHERE INOCULATORE STERILE AGO + SFERA

Sterile inoculation Needle with Spreading sphere. The sphere allows the execution of a perfect smear with a single unit.
Material: polystyrene.

Ansa sterile con ago + sfera. La punta a sfera consente l'esecuzione di un perfetto striscio con una sola unità.
Materiale: polistirolo.

Art.	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6040/SG	Blue / Blu	20 pcs / 20 pezzi

STERILE INOCULATING LOOPS ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

With incorporated needle, rigid type.
Material: polystyrene.

Con ago incorporato, tipo rigido.
Materiale: polistirolo.



Art.	VOL. μ L	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6020/SG	1	Dark green / Verde scuro	20 pcs / 20 pezzi
6021/SG	1	Dark green / Verde scuro	10 pcs / 10 pezzi

STERILE INOCULATING LOOPS ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

With incorporated needle, rigid type.
Material: polystyrene.

Con ago incorporato, tipo rigido.
Materiale: polistirolo.



Art.	VOL. μ L	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6030/SG	10	Dark blue / Blu scuro	20 pcs / 20 pezzi
6031/SG	10	Dark blue / Blu scuro	10 pcs / 10 pezzi

CALIBRATED NICKEL-CHROME WIRE LOOPS ANSE CALIBRATE IN NICHEL-CROMO

Loops are packed individually and are supplied with a Certificate of Calibration.
Material: 80/20 Nickel-Chrome.

Anse confezionate singolarmente, fornite con certificato di calibrazione.
Materiale: 80/20 Nichel-Cromo.



Art.	VOL. μ L	BAGS/CONF.
6120	1	1 pcs / 1 pezzi
6220	10	1 pcs / 1 pezzi

AMIES TRANSPORT SWABS
TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES

Sterile swabs with clear AMIES medium, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm.

Tamponi sterili con terreno di trasporto AMIES senza carbone, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm.

Medical Device of Class IIa suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe IIa idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
301/SG	Rayon tip - Plastic stick / Viscosa - Asta in plastica
301/AL/SG	Rayon tip - Aluminium stick / Viscosa - Asta in alluminio



AMIES WITH CHARCOAL TRANSPORT SWABS
TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES CON CARBONE


Sterile swabs with AMIES medium with CHARCOAL, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm.

Tamponi sterili con terreno di trasporto AMIES con CARBONE, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm.

Medical Device of Class IIa suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe IIa idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
303/SG	Rayon tip - Plastic stick / Viscosa - Asta in plastica
303/AL/SG	Rayon tip - Aluminium stick / Viscosa - Asta in alluminio



STUART TRANSPORT SWABS
TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO STUART

Sterile swabs with clear STUART medium, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm.

Tamponi sterili con terreno di trasporto STUART senza carbone, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm.

Medical Device of Class IIa suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe IIa idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
305/SG	Rayon tip - Plastic stick / Viscosa - Asta in plastica
305/AL/SG	Rayon tip - Aluminium stick / Viscosa - Asta in alluminio



STUART WITH CHARCOAL TRANSPORT SWABS
TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO STUART CON CARBONE


Sterile swabs with STUART medium with CHARCOAL, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm.

Tamponi sterili con terreno di trasporto STUART con CARBONE, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm.

Medical Device of Class IIa suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe IIa idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
307/SG	Rayon tip - Plastic stick / Viscosa - Asta in plastica
307/AL/SG	Rayon tip - Aluminium stick / Viscosa - Asta in alluminio



TRANSPORT SWABS
TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO



CARY BLAIR TRANSPORT SWABS
TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO CARY BLAIR

Sterile swabs with CARY BLAIR medium, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm.

Tamponi sterili con terreno di trasporto CARY BLAIR, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm.

Medical Device of Class Ila suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe Ila idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
309/SG	Rayon tip - Plastic stick / Viscosa - Asta in plastica

VIRUS TRANSPORT SWABS
TAMPONI PER IL PRELIEVO E TRASPORTO VIRUS

Sterile swabs with polyester tip, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm, with transport medium for VIRUS.

Tamponi sterili con puntale in poliestere, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm, con terreno di trasporto per VIRUS.

Medical Device of Class Ila suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe Ila idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
311/SG	Plastic stick, for nose, vagina, anus and cute sampling collection <i>Asta plastica, per prelievi nasali, vaginali, anali e cutanei</i>
313/SG	Aluminium stick, for ocular and urogenital sampling collection <i>Asta alluminio, per prelievi oculari e uretrali</i>
315/SG	Flexible twisted aluminium stick, for nasopharyngeal collection <i>Asta alluminio twisted flessibile, per prelievi naso faringei</i>



CHLAMYDIA TRANSPORT SWABS
TAMPONI PER IL PRELIEVO E TRASPORTO CLAMIDIA

Sterile swabs with polyester tip, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm, with transport medium for CHLAMYDIA.

Tamponi sterili con puntale in poliestere, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm, con terreno di trasporto per CLAMIDIA.

Medical Device of Class Ila suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe Ila idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
321/SG	Plastic stick, for nose, vagina, anus and cute sampling collection <i>Asta plastica, per prelievi nasali, vaginali, anali e cutanei</i>
323/SG	Aluminium stick, for ocular and urogenital sampling collection <i>Asta alluminio, per prelievi oculari e uretrali</i>
325/SG	Flexible twisted aluminium stick, for nasopharyngeal collection <i>Asta alluminio twisted flessibile, per prelievi naso faringei</i>



Sterile swabs, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm with label.

Tamponi sterili, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm con etichetta.

Medical Device of Class IIa suitable as well for surgical use.

Dispositivo Medico di Classe IIa idoneo anche per uso chirurgico.

Art.	TYPE/TIPO
2150/SG	Cotton tip - Wooden stick <i>Cotone - Asta in legno</i>
2150/SG/CS	Cotton tip - Wooden stick, ind. wrapped <i>Cotone - Asta in legno, conf singola</i>
2160/SG	Rayon tip - Plastic stick <i>Viscosa - Asta in plastica</i>
2160/SG/CS	Rayon tip - Plastic stick, ind. wrapped <i>Viscosa - Asta in plastica, conf. singola</i>
2170/SG	Rayon tip - Aluminium stick <i>Viscosa - Asta in alluminio</i>
2170/SG/CS	Rayon tip - Aluminium stick, ind. wrapped <i>Viscosa - Asta in alluminio, conf. singola</i>



FORENSIC SWABS
TAMPONI PER USO FORENSE

Swabs for Forensic use, suitable for sample collection for DNA evidence analysis (data bank, paternity tests, etc.) and for investigation at crime scenes. They are certified Human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors free. It is available, for each lot of manufactured swab, a certificate of analysis issued by an accredited laboratory Accredia ISO/IEC 17025. Swabs with plastic stick and rayon tip in test tube Ø 12x150 mm, with label for a correct and unambiguous sample identification, that acts as well as a security seal before the opening. ETO sterilized.

Tamponi per uso forense, certificati esenti da DNA umano, DNase, RNase e inibitori della PCR. Per ogni lotto di prodotto è disponibile il certificato di analisi rilasciato da laboratorio accreditato Accredia ISO/IEC 17025. Idonei per la raccolta di campioni per analisi e comparazioni di DNA (banche dati, test di paternità, ecc.) e per indagini della scena del crimine. Tamponi con asta in plastica e puntale in viscosa contenuti in una provetta Ø 12x150 mm con etichetta, per la corretta e univoca identificazione del campione, che funge anche da sigillo di sicurezza di apertura del tampone. Sterili, trattati tramite Ossido di Etilene.

Art.
2180/SG



Sterile swabs with plastic stick, rayon tip, in polypropylene test tube Ø 16 x 150 mm.

Tamponi sterili in viscosa con asta in plastica, in provetta in polipropilene Ø 16 x 150 mm.

Art.	TYPE/TIPO
5150/E/SG	With label/Con etichetta
5150/SG/CS	Ind. wrapped/Confezione singola
5150/E/SG/CS	Ind. wrapped, with label/Confezione singola, con etichetta

DRY SWABS
TAMPONI SECCHI



Cotton swabs with wooden stick.
Length 150 mm.

Tamponi in cotone con asta in legno.
Lunghezza 150 mm.

Art.	TYPE/TIPO
5100	Non sterile
5100/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

Cotton swabs with wooden stick.
Length 150 mm.

Tamponi in cotone con asta in legno.
Lunghezza 150 mm.



Art.	TYPE/TIPO
5100/SG/2	Sterile - Pack of 2 pcs / Confezione da 2 pezzi
5100/SG/10	Sterile - Pack of 10 pcs / Confezione da 10 pezzi



Swabs with plastic stick, rayon tip.
Length 150 mm.

Tamponi in viscosa con asta in plastica.
Lunghezza 150 mm.

Art.	TYPE/TIPO
6100	Non sterile
6100/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

Swabs with aluminium stick, rayon tip.
Recommended for ocular and urethral
samples collection.
Length 147 mm.

Tamponi in viscosa con asta in alluminio.
Ideali per prelievi oculari e uretrali.
Lunghezza 147 mm.



Art.	TYPE/TIPO
7100	Non sterile
7100/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

DIP-SLIDE FOR BACTERIURIA SCREENING OF URINARY APPARATUS
DIP-SLIDE PER L'INDAGINE BATTERIOLOGICA DELLE INFEZIONI URINARIE

Dip-slide with 2 media.

Slide ad immersione a 2 terreni.



Art.	TYPE/TIPO
5103	Dip-slide with 2 media - CLED / MAC CONKEY <i>Slide ad immersione a 2 terreni - CLED / MAC CONKEY</i>
5104	Dip-slide with 3 media - CLED / MAC CONKEY /MALTO <i>Slide ad immersione a 3 terreni - CLED / MAC CONKEY / MALTO</i>
5123	Dip-slide with 3 media - CLED / MAC CONKEY / CETRIMIDE <i>Slide ad immersione a 3 terreni - CLED / MAC CONKEY / CETRIMIDE</i>



PH AMNIOTIC TEST
TEST PH LIQUIDO AMNIOTICO

Screening of premature break of membranes. Swabs with rayon tip and plastic stick, in polypropylene test tube Ø 12 x 150 mm. The swab, soaked by Nitrazine, notices, through colour change reaction, a pH alteration due to the presence of amniotic liquid traces. Results are evidenced in few seconds after the collection. Supplied by user instructions and colorimetric scale card.

Screening della rottura prematura delle membrane. Tampone in viscosa, asta in plastica, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm. Il tampone, imbevuto di Nitrazina, con una variazione di colore rileva un'alterazione del pH dovuta alla presenza di liquido amniotico. I risultati sono visibili dopo pochi secondi dal prelievo. Fornito con istruzioni d'uso e scheda colorimetrica.

Art.
3112

SWABS MAILING CONTAINERS
CONTENITORI PER SPEDIZIONE TAMPONI

In polyethylene, screw cap, can accommodate 3 swabs in test tube Ø 12 mm.

In polietilene, con tappo a vite, possono contenere n. 3 tamponi in provetta Ø 12 mm.



Art.	DIM. MM	
1350	33 x 33 x 183	
1360	33 x 33 x 183	With absorbing paper <i>Con carta assorbente</i>