



TEST TUBES AND STOPPERS *PROVETTE E TAPPI*



10 ML SERIGRAPHED CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML SERIGRAFATE

In polystyrene, writing surface and screen-printed graduation. The screw cap guarantees a perfect leakproof.

In polistirolo, con superficie di scrittura e graduazione serigrafata. Il tappo a vite ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

15361 Non sterile

15361/SG Sterile

15361/SG/CS Sterile
Ind. wrapped / Confezione singola



15 ML SERIGRAPHED CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML SERIGRAFATE

In polystyrene, writing surface and screen-printed graduation. The screw cap guarantees a perfect leakproof.

In polistirolo, con superficie di scrittura e graduazione serigrafata. Il tappo a vite ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 120 mm.

Ø 16 x 120 mm.

Art.

15362 Non sterile

15362/SG Sterile

15362/SG/CS Sterile
Ind. wrapped / Confezione singola



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

In polystyrene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

In polistirolo, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

10361 Non sterile

10361/SG Sterile

10361/SG/CS Sterile
Ind. wrapped / Confezione singola



15 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML

In polystyrene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

In polistirolo, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 120 mm.

Ø 16 x 120 mm.

Art.

10362 Non sterile

10362/SG Sterile

10362/SG/CS Sterile
Ind. wrapped / Confezione singola



TEST TUBES WITH SCREW CAP
PROVETTE CON TAPPO A VITE



20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

In polystyrene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

Ø 16 x 150 mm.

In polistirolo, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 150 mm.

Art.

10363	Non sterile
10363/SG	Sterile
10363/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola

10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

In polypropylene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

Ø 16 x 100 mm.
RCF= 5,000 g.
Autoclavable.

In polipropilene, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 100 mm.
RCF= 5.000 g.
Autoclavabili.

Art.

10361/MO	Non sterile
10361/MO/SG	Sterile
10361/MO/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola



15 ML CONICAL TRANSPARENT TEST TUBES
PROVETTE CONICHE TRASPARENTI DA 15 ML

In polystyrene, graduated, with yellow screw cap which guarantees a perfect leakproof.

Ø 17 x 120 mm.
RCF= 3,500 g.

In polistirolo, graduate, con tappo a vite giallo che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 17 x 120 mm.
RCF= 3.500 g.

Art.

11452	Non sterile
11452/SG	Sterile
11452/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola

CENTRIFUGE CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE PER CENTRIFUGA

Available in polystyrene and polypropylene, graduated at 5 and 10 ml, strong thickness, suitable for centrifuge use, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

Ø 16 x 110 mm.
Vol. 13,50 ml.
RCF= 8,000 g.

Disponibili in polistirolo e in polipropilene, graduate a 5 e 10 ml, di forte spessore, adatte per l'utilizzo in centrifuga, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 110 mm.
Vol. 13,50 ml.
RCF= 8.000 g.

Art.	MAT.	TYPE/TIPO
11581	Polystyrene/Polistirolo	Non sterile
11581/SG	Polystyrene/Polistirolo	Sterile
11581/SG/CS	Polystyrene/Polistirolo	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola
11681	Polypropylene/Polipropilene	Non sterile
11681/SG	Polypropylene/Polipropilene	Sterile
11681/SG/CS	Polypropylene/Polipropilene	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



TEST TUBES AND STOPPERS / PROVETTE E TAPPI

50 ML CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE DA 50 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 30 x 115 mm.
RCF=5,000 g.
Autoclavable.

*Ø 30 x 115 mm.
RCF=5.000 g.
Autoclavabili.*



Art.

10351	Non sterile
10351/SG	Sterile
10351/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola



50 ML CONICAL TEST TUBES with self-standing base
PROVETTE CONICHE DA 50 ML con base d'appoggio

Polypropylene test tubes, graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 30 x 115 mm.
Autoclavable.

*Ø 30 x 115 mm.
Autoclavabili.*

Art.

20351	Non sterile
20351/SG	Sterile
20351/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola

15 ML CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE DA 15 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.

In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 17 x 120 mm.
RCF=5,000 g.
Autoclavable.

*Ø 17 x 120 mm.
RCF=5.000 g.
Autoclavabili.*



Art.

10352	Non sterile
10352/SG	Sterile
10352/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola

TEST TUBES WITH SCREW CAP
PROVETTE CON TAPPO A VITE



50 ML SERIGRAPHED CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE DA 50 ML SERIGRAFATE

Polypropylene test tubes, serigraphed, with tight screw cap.

Ø 30 x 115 mm.
RCF= 5,000 g.
Autoclavable at +121 °C
and freezable up to -80 °C.

In polipropilene, serigrafate, con tappo a vite a perfetta tenuta.

*Ø 30 x 115 mm.
RCF=5.000 g.
Autoclavabili a +121 °C
e congelabili fino a -80 °C.*

Art.

50351	Non sterile
50351/SG	Sterile
50351/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola
65351	Non sterile 25 places rack / Rack 25 pezzi
65351/SG	Sterile 25 places rack / Rack 25 pezzi

15 ML SERIGRAPHED CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE DA 15 ML SERIGRAFATE

Polypropylene test tubes, serigraphed, with tight screw cap.


Ø 17 x 120 mm.
RCF= 5,000 g.
Autoclavable at +121 °C
and freezable up to -80 °C.

In polipropilene, serigrafate, con tappo a vite a perfetta tenuta.

*Ø 17 x 120 mm.
RCF= 5.000 g.
Autoclavabili a +121 °C
e congelabili fino a -80 °C.*

Art.

50352	Non sterile
50352/SG	Sterile
50352/SG/CS	Sterile Ind. wrapped / Confezione singola
65352	Non sterile 50 places rack / Rack 50 pezzi
65352/SG	Sterile 50 places rack / Rack 50 pezzi



TUBES FOR LIGHT-SENSITIVE MATERIALS AND REACTIONS
PROVETTE PER CAMPIONI FOTOSENSIBILI

Sterile, Pyrogen-free, manufactured in polypropylene white colour, conical, with screen-printed graduation in green, leakproof screw cap. They ensure a complete shielding of the sample in order to preserve, in security, light-sensitive materials (drugs, H₂O₂, Chemicals, Reagents, etc.). Excellent resistance to low and high temperatures, good resistance to chemical agents.

Autoclavable at +121 °C
and freezable up to -80 °C.
RCF= 5,000 g.

Sterili, Apirogene, prodotte in polipropilene di colore bianco, coniche, con graduazione serigrafata in verde, tappo a vite a tenuta ermetica. Garantiscono una completa schermatura del campione per poter conservare in sicurezza materiali fotosensibili (Farmaci, H₂O₂, prodotti chimici, reagenti, ecc.). Ottima resistenza alle basse e alte temperature, buona resistenza agli agenti chimici.

*Autoclavabili a +121 °C
e congelabili fino a -80 °C.
RCF= 5.000 g.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM	TYPE/TIPO
70461/SG	50	Ø 30x115	
70461/SG/CS	50	Ø 30x115	Ind. wrapped / Confezione singola
80461/SG	50	Ø 30x115	With self-standing base/Con base d'appoggio
80461/SG/CS	50	Ø 30x115	With self-standing base/Con base d'appoggio Ind. wrapped / Confezione singola
70462/SG	15	Ø 17x120	
70462/SG/CS	15	Ø 17x120	Ind. wrapped / Confezione singola



TEST TUBES WITH TWO-POSITIONS CLOSURE CAP
PROVETTE CON TAPPO A DOPPIA CHIUSURA

In polystyrene, graduated, sterile. The particularly shaped two-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.

In polistirolo, graduate, sterili. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.



Art.	VOL. ML	DIM. MM	BAGS/CONF.
10470/SG	5	Ø 12 x 75	25 pieces / 25 pz
10470/SG/CS	5	Ø 12 x 75	Ind. wrapped / Singola

TEST TUBES WITH TWO-POSITIONS CLOSURE CAP
PROVETTE CON TAPPO A DOPPIA CHIUSURA

In polystyrene, graduated, sterile. The particularly shaped two-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.

In polistirolo, graduate, sterili. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.




Art.	VOL. ML	DIM. MM	BAGS/CONF.
10450/SG	14	Ø 17 x 100	25 pieces / 25 pz
10450/SG/CS	14	Ø 17 x 100	Ind. wrapped / Singola

TEST TUBES WITH SCREW CAP AND SELF-STANDING BASE
PROVETTE CON TAPPO A VITE E BASE D'APPOGGIO

Polypropylene test tubes, graduated, with self-standing base and writing surface.

In polipropilene, graduate, con base di appoggio e superficie di scrittura.



Art.	TYPE/TIPO	VOL. ML	DIM. MM
10150	Non Sterile	10	Ø 16 x 95
10150/SG	Sterile	10	Ø 16 x 95
10160	Non Sterile	5	Ø 16 x 60
10160/SG	Sterile	5	Ø 16 x 60

CYLINDRICAL TEST TUBES WITH HINGED-LID
PROVETTE CILINDRICHE CON TAPPO ATTACCATO

In polypropylene, graduated. Autoclavable.

In polipropilene, graduate. Autoclavabili.



Art.	VOL. ML	DIM. MM
10205	5	Ø 13 x 52
10206	10	Ø 16 x 80

DISPOSABLE TEST TUBES
PROVETTE MONOUSO



12x75 MM CYLINDRICAL TEST TUBES SORVALL CW1 TYPE
PROVETTE CILINDRICHE 12x75 MM TIPO SORVALL CW1

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Vol. 5 ml.

Vol. 5 ml.

Art.	MAT.	DIM. MM	BAGS/CONF.
1075	Polystyrene/Polistirolo	Ø 12 x 75	BULK
1075/250	Polystyrene/Polistirolo	Ø 12 x 75	250 pieces/pz
1075/MO	Polypropylene/Polipropilene	Ø 12 x 75	BULK
1075/MO/250	Polypropylene/Polipropilene	Ø 12 x 75	250 pieces/pz

12x75 MM CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE 12X75 MM

Test tubes, non graduated, without rim.
The conical bottom makes them ideal for small volumes, since the sample collects at the bottom of the tube.

*Provette coniche, non graduate, senza bordo.
Il fondo conico le rende ideali per piccoli volumi, in quanto il campione si raccoglie sul fondo delle provette.*

Vol. 4.5 ml.

Vol. 4,5 ml.



Art.	MAT.	DIM. MM
1075/C	Polystyrene/Polistirolo	Ø 12 x 75
1075/MOC	Polypropylene/Polipropilene	Ø 12 x 75



13x75 MM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE 13x75 MM

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Vol. 5 ml.

Vol. 5 ml.

Art.	MAT.	DIM. MM
1375	Polystyrene/Polistirolo	Ø 13 x 75
1375/MO	Polypropylene/Polipropilene	Ø 13 x 75

CYLINDRICAL TEST TUBES FOR RIA
PROVETTE CILINDRICHE PER RIA

Polystyrene test tubes, graduated at 2 ml, without rim.

In polistirolo, graduate a 2 ml, senza bordo.

RCF=6,000 g.

RCF= 6.000 g.



Art.	VOL. ML	DIM. MM
1014/C	3	Ø 11 x 70
1014	4	Ø 12 x 70

11x64 MM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE 11x64 MM

Polystyrene test tubes, non graduated, without rim. *In polistirolo, non graduate, senza bordo.*



Art.	VOL. ML	DIM. MM
1164	2.5	Ø 11 x 64

TEST TUBES AND STOPPERS / PROVETTE E TAPPI

1 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 1 ML

Polypropylene cylindrical test tubes, non graduated, without rim. *Provette cilindriche in polipropilene, non graduate, senza bordo.*



Art.	VOL. ML	DIM. MM
1168	1	Ø 8 x 40

11.5x55 MM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE 11,5x55 MM

Non graduated, without rim. *Non graduate, senza bordo.*
Vol. 3 ml. *Vol. 3 ml.*



Art.	MAT.
5006	Polystyrene/Polistirolo
5006/MO	Polypropylene/Polipropilene

3 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 3 ML

Polystyrene test tubes, graduated, without rim. *In polistirolo, graduate, senza bordo.*
Ø 12 x 55 mm. *Ø 12 x 55 mm.*



Art.	
1006	
1010/E	With label/Con etichetta
1010/T	With cap/Con tappo
1010/TE	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1010/TE/SG	Sterile - With cap and label/Con tappo ed etichetta

DISPOSABLE TEST TUBES
PROVETTE MONOUSO



3 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 3 ML

Polypropylene test tubes, graduated, without rim. *In polipropilene, graduate, senza bordo.*

Ø 12 x 55 mm.

Ø 12 x 55 mm.



Art.

1006/MO

1010/MO/E With label/Con etichetta

1010/MO/T With cap/Con tappo

1010/MO/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

1010/MO/TE/SG Sterile - With cap and label/Con tappo ed etichetta

3 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 3 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim. *In polistirolo, graduate, con bordo.*

Ø 12 x 56 mm.

Ø 12 x 56 mm.



Art.

5112

5112/E With label/Con etichetta

5112/T With cap/Con tappo

5112/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

3 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 3 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim. *In polipropilene, graduate, con bordo.*

Ø 12 x 56 mm.

Ø 12 x 56 mm.



Art.

5112/MO

5112/MO/E With label/Con etichetta

5112/MO/T With cap/Con tappo

5112/MO/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

4 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 4 ML

Graduated, with rim.

Graduate, con bordo.

Ø 16 x 50 mm.

Ø 16 x 50 mm.



Art.	MAT.
1625	Polystyrene/Polistirolo
1625/MO	Polypropylene/Polipropilene

5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo, graduate, con bordo.

Ø 16 x 60 mm.

Ø 16 x 60 mm.



Art.	
1025	
1035/E	With label/Con etichetta
1035/T	With cap/Con tappo
1035/TE	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1035/TE/SG	Sterile - With cap and label/Con tappo ed etichetta

5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene, graduate, con bordo.


Ø 16 x 60 mm.

Ø 16 x 60 mm.



Art.	
1025/MO	
1035/MO/E	With label/Con etichetta
1035/MO/T	With cap/Con tappo
1035/MO/TE	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1035/MO/TE/SG	Sterile - With cap and label/Con tappo ed etichetta

DISPOSABLE TEST TUBES
PROVETTE MONOUSO



7 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICA DA 7 ML

Non graduated, with rim.
Ø 13 x 100 mm.

Non graduate, con bordo.
Ø 13 x 100 mm.

Art.	MAT.
6013	Polystyrene/Polistirolo
6013/MO	Polypropylene/Polipropilene

8 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 8 ML

Graduated, with rim.
Ø 16 x 75 mm.

Graduate, con bordo.
Ø 16 x 75 mm.



Art.	MAT.
1675	Polystyrene/Polistirolo
1675/MO	Polypropylene/Polipropilene



5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.
Ø 12 x 86 mm.

In polistirolo, graduate, con bordo.
Ø 12 x 86 mm.

Art.	
5018	
1038/E	With label/Con etichetta
1038/T	With cap/Con tappo
1038/TE	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1038/TE/SG	Sterile - With cap and label/Con tappo ed etichetta

5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.
Ø 12 x 86 mm.

In polipropilene, graduate, con bordo.
Ø 12 x 86 mm.




Art.	
5018/MO	
1038/MO/E	With label/Con etichetta
1038/MO/T	With cap/Con tappo
1038/MO/TE	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1038/MO/TE/SG	Sterile - With cap and label/Con tappo ed etichetta

10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim. *In polistirolo, graduate, con bordo.*

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.



Art.

6005

1009/E With label/Con etichetta

1009/T With cap/Con tappo

1009/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim. *In polipropilene, graduate, con bordo.*

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.



Art.

6005/MO

1009/MO/E With label/Con etichetta

1009/MO/T With cap/Con tappo

1009/MO/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES WITHOUT RIM
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML SENZA BORDO

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.



Art.

TYPE/TIPO

5005/S PS / Non graduated / Non graduate

1005/S PS / Graduated / Graduate

5005/MO/S PP / Non graduated / Non graduate

10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML, STERILI

Graduated, with rim.

Graduate, con bordo.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.



Art.

TYPE/TIPO

1009/TE/SG PS - With cap and label/Con tappo ed etichetta

1009/TE/SG/CS PS - With cap and label/Con tappo ed etichetta
Ind.wrapped/Conf. singola

1009/MO/TE/SG PP - With cap and label/Con tappo ed etichetta

1009/MO/TE/SG/CS PP - With cap and label/Con tappo ed etichetta
Ind.wrapped/Conf. singola

DISPOSABLE TEST TUBES
PROVETTE MONOUSO



10 ML CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE DA 10 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo, graduate, con bordo.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

6005/C

1009/C/E

With label/Con etichetta

1009/C/T

With cap/Con tappo

1009/C/TE

With cap and label/Con tappo ed etichetta

10 ML CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE DA 10 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene, graduate, con bordo.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

6005/MOC

1009/MOC/E

With label/Con etichetta

1009/MOC/T

With cap/Con tappo

1009/MOC/TE

With cap and label/Con tappo ed etichetta



10 ML CONICAL TEST TUBES WITHOUT RIM
PROVETTE CONICHE DA 10 ML SENZA BORDO

Non graduated.

Non graduate.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

5005/C/S

MAT.

Polystyrene/Polistirolo

5005/MOC/S

Polypropylene/Polipropilene

10 ML CONICAL TEST TUBES, STERILE
PROVETTE CONICHE DA 10 ML STERILI

Graduated, with rim.

Graduate, con bordo.

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

1009/C/TE/SG

TYPE/TIPO

PS - With cap and label/Con tappo ed etichetta

1009/C/TE/SG/CS

PS - With cap and label/Con tappo ed etichetta
Ind.wrapped/Conf. singola

1009/MOC/TE/SG

PP - With cap and label/Con tappo ed etichetta

1009/MOC/TE/SG/CS

PP - With cap and label/Con tappo ed etichetta
Ind.wrapped/Conf. singola



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION
PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML PER SIERARE

In PMMA, non graduated, with rim.

Ø 16 x 100 mm.

In PMMA, non graduate, con bordo.

Ø 16 x 100 mm.



Art.

5555

5555/E With label/Con etichetta

5555/T With cap/Con tappo

5555/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION
PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML PER SIERARE

In PMMA, non graduated, with rim.

Ø 12 x 86 mm.

In PMMA, non graduate, con bordo.

Ø 12 x 86 mm.



Art.

5558

5558/E With label/Con etichetta

5558/T With cap/Con tappo

5558/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION
PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML PER SIERARE

In PMMA, graduated at 3 ml, with rim.

Ø 13 x 75 mm.

In PMMA, graduate a 3 ml, con bordo.

Ø 13 x 75 mm.



Art.

5575

5575/E With label/Con etichetta

25 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 25 ML

Graduated, with rim.

Ø 25 x 95 mm.

Graduate, con bordo.

Ø 25 x 95 mm.



Art.

5250

5250/MO

MAT.

Polystyrene/Polistirolò

Polypropylene/Polipropilene

DISPOSABLE TEST TUBES
PROVETTE MONOUSO



20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

Polystyrene test tubes, non graduated, without rim. *In polistirolo, non graduate, senza bordo.*

Ø 16 x 150 mm.

Ø 16 x 150 mm.

Art.

5140

5140/E With label/Con etichetta

5140/T With cap/Con tappo

5140/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

Polypropylene test tubes, non graduated, without rim. *In polipropilene, non graduate, senza bordo.*

Ø 16 x 150 mm.

Ø 16 x 150 mm.


Art.

5140/MO

5140/MO/E With label/Con etichetta

5140/MO/T With cap/Con tappo

5140/MO/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta



20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE
PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML STERILI

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Ø 16 x 150 mm.

Ø 16 x 150 mm.

Art.

TYPE/TIPO

5140/T/SG Polystyrene/Polistirolo - With cap/Con tappo

5140/T/SG/CS Polystyrene/Polistirolo - With cap/Con tappo
Ind.wrapped/Conf. singola

5140/TE/SG Polystyrene/Polistirolo
With cap and label/Con tappo ed etichetta

5140/TE/SG/CS Polystyrene/Polistirolo - With cap and label/Con tappo ed
etichetta - Ind.wrapped/Conf. singola

5140/MO/T/SG Polypropylene/Polipropilene - With cap/Con tappo

5140/MO/TE/SG Polypropylene/Polipropilene
With cap and label/Con tappo ed etichetta



20 ML COLOURED CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE COLORATE DA 20 ML

Polystyrene test tubes, non graduated, without rim.
Useful for an easy samples identification.

Ø 16 x 150 mm.
Vol. 20 ml.

Provette in polistirolo, non graduate, senza bordo. Utili per una facile ed immediata identificazione dei campioni.

Ø 16 x 150 mm.
Vol. 20 ml.

Art.

COLOUR/COLORE

1650.01 Blue/Blu

1650.02 Red/Rosso

1650.03 Green/Verde



URINE TEST TUBES FOR INSTRUMENTS
PROVETTE PER URINA PER STRUMENTI AUTOMATICI

Conical, in polystyrene, for instruments systems like Superauton, Supertron, Atlas. *Coniche, in polistirolo, per strumenti tipo Superauton, Supertron, Atlas.*

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 105 mm

*Vol. 10 ml.
Ø 16 x 105 mm.*

Art.

5331/S	Without cap/Senza tappo
5331	With cap/Con tappo
5331/TE	With cap and label/Con tappo ed etichetta
15331/TE/R	With cap and label in 100 places rack Con tappo ed etichetta in rack da 100 pz



URINE TEST TUBES WIDE MOUTH
PROVETTE PER URINA CON IMBOCCATURA LARGA

Polystyrene test tubes, graduated. *In polistirolo, graduate.*

Vol. 12 ml.
Ø 17 x 105 mm.

*Vol. 12 ml.
Ø 17 x 105 mm.*

Art.

1031/S	Without cap/Senza tappo
1031	With cap/Con tappo
1031/E	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1034	Cap in PE for art. 1031/S-1131/S light blue colour Tappo in PE per art. 1031/S-1131/S, colore azzurro
1034.01	Cap in PE for art. 1031/S-1131/S light red colour Tappo in PE per art. 1031/S-1131/S, colore rosso
1034.02	Cap in PE for art. 1031/S-1131/S light yellow colour Tappo in PE per art. 1031/S-1131/S, colore giallo

SPECIAL URINE TEST TUBES
PROVETTE SPECIALI PER URINA

Polystyrene test tubes, graduated, with dummy for sediment collection. *In polistirolo, graduate, con pozzetto di raccolta del sedimento.*

Vol. 12 ml.
Ø 17 x 105 mm.

*Vol. 12 ml.
Ø 17 x 105 mm.*

Art.

1131/S	Without cap/Senza tappo
1131	With cap/Con tappo
1131/E	With cap and label/Con tappo ed etichetta
1134	Cap with sanitary grip in PE for art. 1131/S-1031/S light blue colour Tappo a presa igienica in PE per art. 1131/S-1031/S, colore azzurro
1134.01	Cap with sanitary grip in PE for art. 1131/S-1031/S red colour Tappo a presa igienica in PE per art. 1131/S-1031/S, colore rosso
1134.02	Cap with sanitary grip in PE for art. 1131/S-1031/S light yellow colour Tappo a presa igienica in PE per art. 1131/S-1031/S, colore giallo



STERILE URINE TEST TUBES
PROVETTE PER URINA STERILI

Polystyrene test tubes, graduated, wide mouth. *In polistirolo, graduate, imboccatura larga.*

Vol. 12 ml.
Ø 17 x 105 mm.

*Vol. 12 ml.
Ø 17 x 105 mm.*

Art.

1031/SG/CS	Individually wrapped/Confezione singola
1031/E/SG/CS	Individually wrapped, with label Confezione singola, con etichetta

STOPPERS FOR TEST TUBES
TAPPI PER PROVETTE



STOPPERS WITH TONGUES
TAPPI ALETTATI

Available in light-blue, neutral (01), white (02), blue (03), yellow (04), red (05) and green (06) colours.

Disponibili nei colori: azzurro, neutro (01), bianco (02), blu (03), giallo (04), rosso (05) e verde (06).

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.

Art.	FOR TEST TUBES Ø MM / PER PROVETTE Ø MM
1127	16
1130	13
1128	12

HIGH GRIP TEST TUBES STOPPERS CLOSED AT THE BOTTOM
TAPPI CHIUSI SUL FONDO A PRESA ALTA

Available in light-blue, neutral (01), white (02), blue (03), yellow (04), red (05) and green (06) colours.

Disponibili nei colori: azzurro, neutro (01), bianco (02), blu (03), giallo (04), rosso (05) e verde (06).

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.



Art.	FOR TEST TUBES Ø MM / PER PROVETTE Ø MM
1027	16
1029	13
1028	12

STOPPERS FOR RIA TEST TUBES
TAPPI PER PROVETTE RIA

Available in natural colour, Ø 11 mm.

Disponibili in colore neutro, Ø 11 mm.

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.



Art.	FOR TEST TUBES / PER PROVETTE
1008/C	RIA - Ø 11 x 70 mm.

STOPPERS FOR TEST TUBES CLOSED AT THE BOTTOM WITH SAFETY GRIP
TAPPI CHIUSI SUL FONDO A PRESA IGIENICA

Available in red colour.

Disponibili in colore rosso.

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.



Art.	FOR TEST TUBES Ø MM / PER PROVETTE Ø MM
1147	16
1148	12

CAPS FOR RECLOSING OF VACUUM TUBES
TAPPI PER RICHIUSURA PROVETTE SOTTOVUOTO

Studied to re-cap vacuum test tubes once opened. They can be used on other tubes as well, both glass and plastic. Easy opening, available in different colours: neutral, red (01), blue (02), green (03), yellow (04) and grey (05).

Adatti per ritappare le provette sottovuoto una volta aperte. Possono essere utilizzati anche su altre provette, sia in vetro che in plastica. Dotati di apertura facilitata. Disponibili nei colori: neutro, rosso (01), blu (02), verde (03), giallo (04) e grigio (05).

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.



Art.	FOR TEST TUBES Ø MM / PER PROVETTE Ø MM
5126	15-16
5122	12-13

CAPS FOR RECLOSING OF VACUUM TUBES
TAPPI PER RICHIUSURA PROVETTE SOTTOVUOTO

Suitable for vacuum test tubes reclosure after processing step. The particular internal shape allows it to grip internally to the tube and grant therefore a second external closure.

Available in red colour.

Adatti per la richiusura delle provette sottovuoto dopo la processazione.

La particolare conformazione interna permette di aderire alla provetta internamente e di garantire una seconda chiusura esterna.

Disponibili in colore rosso.

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.



Art.	FOR TEST TUBES Ø MM / PER PROVETTE Ø MM
5127	15-16
5129	12-13