

**STERILE BAGS FOR STOMACHER® BLENDERS**  
**SACCHETTI STERILI PER OMOGENEIZZATORI TIPO STOMACHER®**

Transparent bags for STOMACHER® and any other blenders. Bags are tested on various parameters, in detail by opening capacity, sealing at the base and dimensions. Also available with round bottom "Circulator" type, and reinforced, to improve the movement of the sample. Sterile, approved for food contact in accordance with current regulation.

Sacchetti trasparenti per omogeneizzatori a battuta tipo STOMACHER® ed altri compatibili. I sacchetti sono testati in base a diversi parametri, in particolare capacità di apertura, tenuta alla base e dimensioni. Disponibili anche con fondo interno tondo tipo "Circulator", e rinforzato, per migliorare la circolazione del campione. Sterili, conformi per alimenti in base alle normative vigenti.

**STERILE BAGS FOR STOMACHER®**  
**SACCHETTI STERILI PER STOMACHER®**

Bags made in LDPE have a thickness of 65 µm while the PA/PE (nylon) bags have a thickness of 70 µm, ideal for particularly hard samples and for longer blending time. Available also in "Closure bag" version sealable by double sided tape that allows the use of the same bag, both for sampling and blending.

I sacchetti prodotti in LDPE hanno uno spessore di 65 µm mentre quelli in PA/PE (Nylon) hanno uno spessore di 70 µm, ideali per sostanze particolarmente dure e per tempi di omogeneizzazione più lunghi. Disponibili anche nella versione "Closure bag" sigillabile tramite biadesivo che consente l'utilizzo dello stesso sacchetto sia per il campionamento sia per l'omogeneizzazione.

**STOMACHER® 80**

Art.	VOL.ML	DIM. MM	MAT.	BOTTOM/FONDO	TYPE/TIPO
<b>10301</b>	5-80	105 x 155	LDPE	Square/Quadrato	Standard
<b>10302</b>	5-80	105 x 155	LDPE	Square/Quadrato	Closure Bag

**STOMACHER® 400**

Art.	VOL.ML	DIM. MM	MAT.	BOTTOM/FONDO	TYPE/TIPO
<b>10310</b>	80-400	180 x 320	LDPE	Square/Quadrato	Standard
<b>10311</b>	80-400	180 x 320	LDPE	Square/Quadrato	Closure Bag
<b>10312</b>	80-400	180 x 320	PA/PE	Circulator	Standard
<b>10313</b>	80-400	180 x 320	PA/PE	Circulator	Closure Bag

**STOMACHER® 3500**

Art.	VOL.ML	DIM. MM	MAT.	BOTTOM/FONDO	TYPE/TIPO
<b>10321</b>	400-3500	380 x 510	LDPE	Square/Quadrato	Standard



**STERILE BAGS WITH FILTER FOR STOMACHER®**  
**SACCHETTI STERILI CON FILTRO PER STOMACHER®**

Rigid and transparent bags in Polyethylene for Stomacher® blenders. With full-surface calibrated microperforated filter for sample homogenization and automatic filtration, particularly suitable for pasty/viscous samples. Filter porosity 280 micron. Sterile.

Sacchetti rigidi e trasparenti in polietilene per omogeneizzatori tipo Stomacher®. Con filtro interno micro perforato a foglio singolo sull'intera superficie per l'omogeneizzazione e l'automatica filtrazione del campione, particolarmente idoneo per campioni viscosi/pastosi. Porosità del filtro 280 micron. Sterili.

Art.	VOL.ML	DIM. MM	VOL.USED/VOL. DI UTILIZZO ML	BOTTOM/FONDO
<b>10330</b>	400	190 x 300	50 - 300	Square/Quadrato

**STERILE BAGS WITH LATERAL FILTER FOR STOMACHER®**  
**SACCHETTI STERILI CON FILTRO LATERALE PER STOMACHER®**

Rigid and transparent polyethylene bags for Stomacher blenders. With internal side non-woven filter for sample homogenization and automatic filtration, particularly suitable for fibrous samples and for pipetting. Filter porosity inferior to 250 micron. Sterile

Sacchetti rigidi e trasparenti in polietilene per omogeneizzatori tipo Stomacher. Con filtro interno laterale in tessuto non tessuto per l'omogeneizzazione e l'automatica filtrazione del campione, particolarmente adatto per campioni fibrosi e per prelievo con micropipetta. Porosità del filtro inferiore a 250 micron. Sterili.

Art.	VOL.ML	DIM. MM	VOL.USED/VOL. DI UTILIZZO ML	BOTTOM/FONDO
<b>10331</b>	400	190 x 300	50 - 300	Square/Quadrato

