



# MINI MICROCENTRIFUGA MULTISPIN 12



MULTISPIN 12		
<b>Dimensioni esterne</b>		
<b>Larghezza</b>	mm	176
<b>Altezza</b>	mm	122
<b>Profondità</b>	mm	196
<b>Peso</b>	kg	1,5
<b>Prestazioni</b>		
<b>Velocità massima</b>	rpm	12.000
<b>Incrementi velocità</b>	rpm	1.000
<b>Forza centrifuga massima</b>	xg	7.900
<b>Timer</b>	min.	1÷99
<b>Capacità massima</b>	ml	6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2
<b>Rotori</b>	tipo	A 6-2 (6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2 ml)
	tipo	PCR 2-8 (2 strip da 8 provette PCR da 0,2 ml)
<b>Tensione di alimentazione</b>	Volt	230
<b>Livello di rumorosità</b>	db	≤ 45db