

MODELLO MODEL	ECT-F	ECT-F TOUCH
<b>Risoluzione (°C) - Resolution (°C)</b>	0,1	0,1
<b>Interfaccia utente - End user interface</b>	LCD alfanumerico 16 caratteri <i>Alphanumeric LCD 16 characters</i>	Display TFT Touch screen 7"
<b>Segnalazione acustica - Acoustic alarm</b>	Buzzer	Audio integrato <i>integrated Audio</i>
<b>Registrazione di temperatura - Temperature recording</b>	✗	✓
<b>Web Server integrato - Integrated Web Server</b>	✗	✓
<b>Porta ETHERNET e USB - ETHERNET and USB port</b>	✗	✓
<b>Porta USB - SD - SIM con accesso frontale</b> USB-SD-SIM port with front access	✗	✓
<b>Sbrinatorio avanzato con risparmio energetico 30%</b> Advanced defrost, 30% power saving	✓	✓
<b>Illuminazione a Led con risparmio energetico 75%</b> Led light, 75% power saving	✓	✓
<b>Funzione Night &amp; Day - Night&amp;Day function</b>	✗	✓
<b>SICUREZZA - SAFETY</b>		
<b>Contatto Pulito per remotizzazione allarmi</b> Dry contact for alarms remoting	✗	✓
<b>Sicurezza anticongelamento e surriscaldamento prodotto</b> Freezing and overheating safety device	✗	✓
<b>Sensori di corrente e tensione</b> Mains and power sensors	✗	✓
<b>ALLARMI E GUASTI (ACUSTICI E VISIVI)</b> ALARMS AND FAILURES (ACOUSTIC AND VISUAL)		
<b>Alta - Bassa temperatura - High - Low temperature</b>	✓	✓
<b>Alta temperatura per blackout</b> High temperature due to power failure	✓	✓
<b>Alta temperatura per porta aperta</b> High temperature due to open door	✗	✓
<b>Porta Aperta - Open door</b>	✓	✓
<b>Pulizia condensatore - Clogged condenser</b>	✓	✓
<b>Alta Condensazione - Bassa Evaporazione</b> High condensing temp. - Low evaporator temp.	✓	✓
<b>Sonde di temperatura - Temperature probes</b>	✓	✓
<b>Impianto scarico di gas - Cooling system low in gas</b>	✗	✓
<b>DIAGNOSTICA - DIAGNOSTIC</b>		
<b>Monitoraggio tensione e corrente dei carichi</b> Mains tension and relays monitoring	✗	✓
<b>Test di Auto-diagnosi sui carichi</b> Relays outscan	✗	✓
<b>ACCESSORI - ACCESSORIES</b>		
<b>Batterie di Back-up ricaricabili</b> Rechargeable back-up batteries	✗	✓
<b>Elettroserratura - Electric digital key lock</b>	✗	✓
<b>Modulo Gsm - Gsm module</b>	✗	✓
<b>Modulo Wifi - WiFi module</b>	✗	✓
<b>Dmtp Touch Digital Monitor con sonda PT100</b> Dmtp Touch Digital Monitor with PT100 probe	✗	✓